

# GlucoCheck Comfort

mit Autocodierungsfunktion &  
selbstleuchtendem Display

**Bedienungsanleitung**



**aktivmed**

Hersteller:  
aktivmed GmbH  
Prinzregentenplatz 1  
86150 Augsburg  
[www.aktivmed.eu](http://www.aktivmed.eu)

CE 0483

GL-5C12-1B0-01

**aktivmed**

aktivmed GmbH  
[www.aktivmed.eu](http://www.aktivmed.eu)

**Blutzuckermess-System**  
Zur Selbstmessung geeignet

**S/N**

Seriennummer

**CE 0483**

Dieses Produkt erfüllt die Voraussetzungen der Direktive 98/79/EC über zur In-vitro-Diagnose geeignete medizinische Geräte.



Medizinisches Personal bzw. Personen, die die Messung bei mehreren Patienten durchführen, sollten berücksichtigen, dass alle Produkte und Objekte, die mit menschlichem Blut in Kontakt kommen, grundsätzlich – auch nach einer Reinigung – so zu behandeln sind, als könnten sie Krankheitserreger übertragen.

**IVD**

Nur für In-vitro-Gebrauch (allein für die äußere Anwendung bestimmt)

**LOT**

Chargennummer

**REF**

Referenznummer



Bewahren Sie die Teststreifen an einem kühlen, trockenen Platz zwischen 4 - 40°C (39,2 - 104°F) auf.



Bitte lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung sowie die ausführliche Bedienungsanleitung des GlucoCheck Comfort Blutzuckermessgerätes, bevor Sie die GlucoCheck Comfort Teststreifen benutzen.



Verfallsdatum



Herstellungsdatum



Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die, für die Entsorgung zuständige, kommunale Behörde.

**SELF-TESTING**

Zur Eigenanwendung



Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

# GlucoCheck Comfort

**Blutzuckermess-System  
mit Autocodierungsfunktion**



Plasmakalibriert gemäß der Empfehlung der Internationalen Gesellschaft für klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (IFCC)

## Sehr geehrter GlucoCheck Comfort-Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für unser modernes **GlucoCheck Comfort** Blutzuckermess-System mit Autocodierungsfunktion entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet viele wichtige Informationen.

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Die regelmäßige Selbstmessung des Blutzuckerwertes ist für einen vernünftigen Umgang mit einer Diabetes-Erkrankung grundlegend. Die Kontrolle des Blutzuckerwertes dient der frühzeitigen Erkennung, der erfolgreichen Therapie und hilft dabei Begleiterkrankungen zu verhindern. Überprüfen Sie bitte regelmäßig Ihren Blutzuckerwert und geben Sie sich damit ein Gefühl von Sicherheit!

Wir haben das **GlucoCheck Comfort** Blutzuckermessgerät entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit einer schnellen und genauen Messung auf bequeme und einfache Art bieten zu können. Unsere Zielsetzung liegt darin, hochwertige Produkte von bester Qualität mit einem überragenden Service zu vereinen. Bevor Sie etwas im Umgang mit Ihrer Erkrankung verändern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

## Wichtige Hinweise

Das **GlucoCheck Comfort** Blutzuckermess-System ist nur zur In-vitro-Diagnose geeignet. Das System sollte nicht dazu verwendet werden, um Diabetes zu diagnostizieren oder Neugeborene zu testen. Das Gerät wurde entwickelt, um den Blutzuckerwert zu messen und sollte nur unter Verwendung von frischem Kapillarblut angewendet werden. Bei Fragen zur Selbstmessung oder zum Umgang mit einer Diabetes-Erkrankung konsultieren Sie bitte einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal. Seien Sie bitte besonders vorsichtig im Umgang mit Blut. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes kann Ihrer Gesundheit einen ernsthaften Schaden zufügen. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zunächst alle Anweisungen sorgfältig durch. Das GlucoCheck Comfort Blutzuckermess-System enthält kleine Teile. Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern. Wenn Sie Fragen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an:

**aktivmed GmbH**, Prinzregentenplatz 1, 86150 Augsburg  
Tel.: 0800 / 122 77 77 (Kostenfreie Rufnummer), [www.aktivmed.eu](http://www.aktivmed.eu)

## Prinzip der Messung

Das Enzym Glukose Oxidase auf den Teststreifen reagiert mit der Glukose der Blutprobe. Durch die chemische Reaktion entsteht im Meßfeld eine Spannung, die gemessen und als Ihr Blutzuckerwert angezeigt wird.

Das **GlucoCheck Comfort**-System ist **plasmakalibriert**. Das ermöglicht den einfachen Vergleich mit anderen labortechnischen Methoden.

## Wartung und Pflege des Blutzuckermessgerätes

1. Zerlegen Sie das Gerät bitte nicht!
2. Halten Sie das Gerät bitte von Wasser fern!
3. Lassen Sie es nicht feucht oder schmutzig werden!
4. Das Gerät darf nicht an einem Lagerungsort für Chemikalien o. ä. aufbewahrt werden.
5. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung fern!

## Achtung

1. Falls Sie die Übereinstimmung der Codenummern nicht überprüft haben, entfernen Sie bitte den Teststreifen aus dem Gerät und wiederholen Sie den Vorgang.
2. Falls der Code im LCD-Display des Gerätes und der Code auf der Teststreifendose nicht übereinstimmen, entfernen Sie bitte diesen Teststreifen und ersetzen Sie ihn durch einen anderen.
3. Falls Sie die Blutzuckermessung nicht innerhalb von 3 Minuten durchführen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## Inhaltsübersicht

1. Über Ihr neues Blutzuckermess-System	
Systemkomponenten	7
Das Messgerät	8
Das Display	9
GlucoCheck Comfort-Teststreifen	10-12
2. Vor der Messung	
Grundeinstellungen des Messgeräts	13-14
Autocodierungsfunktion	15
Messvorgang mit Kontroll-Lösung	16-17
3. Die Messung	
Vorbereitung der Messung	18
Handhabung der Stechhilfe	19
Durchführung der Blutzuckermessung	20-23
Teststreifenwurf-Funktion	24
4. Ergebnisüberblick und Bewertung	25-26
5. Löschen von Messergebnissen	27
6. Entnehmen einer Blutprobe aus alternativen Messpunkten	28-30
7. Infos zur Software	31
8. Pflege- und Wartung des Messgerätes	
Reinigung und Pflege	32
Auswechseln der Batterien	33
9. Fehlerbehebung	34-36
10. Technische Daten	37
11. Umrechnungstabelle (mmol/L <-> mg/dL)	38
12. Gewährleistungsbestimmungen	39
13. Legende	40

## 1. Über Ihr Blutzuckermess-System

### Systemkomponenten

Das Blutzuckermess-Set enthält folgende Teile:

1. **GlucoCheck Comfort**-Blutzuckermessgerät
2. **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen
3. Stechhilfe
4. Lanzetten
5. Bedienungsanleitung
6. Gewährleistungskarte
7. Diabetes-Tagebuch
8. 2 3V Li-CR2032 Batterien
9. Gerätetasche/Etui

Wir haben das GlucoCheck Comfort Blutzuckermess-System versiegelt, um den Packungsinhalt zu schützen. Es liegt in unserem Interesse, Ihnen ein einwandfreies Gerät zukommen zu lassen. Falls das Siegel beschädigt sein sollte, schicken Sie das Gerät bitte umgehend zurück.

## Über Ihr neues Blutzuckermess-System

### Das Messgerät



• Teststreifen-Öffnung:  
Teststreifen hier einfügen

• Taste für Teststreifen-  
Auswurf

• Beleuchtetes Display:  
Ihre Messergebnisse  
werden hier angezeigt.

• An- und Aus-Taste:  
Schaltet das Gerät  
Ein/Aus, veranlasst  
Speicherungen von  
Menüpunkten.

• Hoch-und Runter-Taste:  
zur Auswahl von  
Menüpunkten


• Seriennummer

• Batteriedeckel



## Über Ihr neues Blutzuckermess-System

### Das Display




Das Messgerät verfügt über ein beleuchtetes Display, so dass es auch im Dunklen verwendbar ist.

-  Niedriger Batterie-Status
-  Benutzeridentifikation
-  Streifen-Codesymbol
-  Bereit zur Blutaufnahme
-  Alarm-Symbol
-  Vor der Mahlzeit
-  Nach der Mahlzeit
-  Nach sportlichen Aktivitäten
-  Nach Medikamenten-Einnahme
-  Temperatur- und Datums-anzeige
-  Messeinheit
-  Uhrzeitsanzeige
-  Fehlersuche
-  Löschen
-  Kontroll-Lösung
-  Durchschnittliches Messergebnis

## Über Ihr neues Blutzuckermess-System

### GlucoCheck Comfort-Teststreifen

Benutzen sie immer nur Original GlucoCheck Comfort-Teststreifen!



1. Bewahren Sie die **GlucoCheck Comfort**-Teststreifendose in einer kühlen, trockenen Umgebung auf. Wir empfehlen eine Lagerung bei 2-30°C. Bitte nie direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
2. Bewahren Sie die Teststreifen nur in der Originaldose auf. Vermischen Sie diese nicht mit anderen Teststreifen.
3. Verschließen Sie die Dose umgehend nach der Entnahme eines Teststreifens.
4. Notieren Sie sich das Verfallsdatum 3 Monate nach Öffnen der Dose. Teststreifendose nach Ablauf des Verfallsdatums bitte entsorgen.
5. Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Schmutz, Essen oder Wasser in Berührung kommt. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Hände an.
6. Benutzen Sie die Teststreifen nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, da sonst fehlerhafte Ergebnisse angezeigt werden können.
7. Die Teststreifen bitte nicht biegen, verändern oder zerschneiden.
8. Die Teststreifen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bitte nicht wiederverwenden!
9. Vorsicht: Das Autocodierungsfenster bitte nicht verschmutzen!
10. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage der Teststreifen!

## Über Ihr neues Blutzuckermess-System

### GlucoCheck Comfort-Teststreifen

#### Grenzen des Systems:

Mit den **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen erhalten Sie genaue Messergebnisse, wenn Sie die nachfolgenden Dinge beachten:

- Benutzen Sie die **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen ausschließlich mit dem **GlucoCheck Comfort**-Messgerät und dem **GlucoCheck Pro**-Messgerät.
- Verwenden Sie zur Messung nur frisches Kapillarblut. Benutzen Sie kein Plasma oder Serum.
- Die Teststreifen sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie sie nicht erneut.
- Dehydrierung (Austrocknung) kann das Messergebnis vermindern.
- Ungenaue Messergebnisse können bei Schock, verminderter peripherer Durchblutung, Hypotonie, in hyperglykämischem oder hyperosmolarem Zustand mit oder ohne Ausscheidung von Ketonen (z.B. Aceton) auftreten.
- **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen können ohne Beeinträchtigungen bis zu 3000 m Höhe verwendet werden.

#### Ärzte und medizinisches Fachpersonal beachten bitte die nachfolgend angeführten Wechselwirkungen, die das Messergebnis beeinflussen können:

- Extreme Hämatokritwerte beeinflussen das Messergebnis. Hämatokritwerte unterhalb 30 % können zu hohe, oberhalb 55 % zu niedrige Messergebnisse zur Folge haben. Wenn Sie Ihren Hämatokritwert nicht kennen, konsultieren Sie bitte Ihren Facharzt.
- Wechselwirkungen: Paracetamol, Harnsäure, Ascorbinsäure (Vitamin C) und andere reduzierende Substanzen haben in normalen therapeutischen Konzentrationen im Blut keinen signifikanten Einfluss auf das jeweilige Messergebnis. Treten sie im Blut jedoch in sehr hohen Konzentrationen auf, können daraus ungenaue Messergebnisse resultieren.

# Über Ihr neues Blutzuckermess-System

## GlucoCheck Comfort-Teststreifen

- Fettreiche Blutproben: Keinen signifikanten Einfluss auf das Messergebnis haben Cholesterol (bis 500 mg/dl) oder Triglyceride (bis 3,000 mg/dl). Bei Personen mit Werten außerhalb dieses Bereiches sollten die Glukosewerte mit besonderer Beachtung ausgewertet werden.
- Blutproben mit einem hohen Anteil an Sauerstoff können das Messergebnis vermindern.
- Gaben von Dopamin können das Messergebnis erhöhen.
- Den Glukoseabbau hemmende Stoffe und Antikoagulantien beeinflussen ebenfalls das Messergebnis.
- Die Blutproben müssen zur Vermeidung der Blutgerinnung in einem EDTA-Röhrchen aufbewahrt werden.

### Leistungscharakteristika:

Die Leistung der **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen ist durch Labor- und klinische Tests überprüft worden.

### Messbereich:

Der Messbereich des **GlucoCheck Comfort**-Systems liegt zwischen 10 und 600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L).

## 2. Vor der Messung


Vor dem Gebrauch des Messgerätes legen Sie bitte die Batterien (mit der Schrift nach oben) ein.

### Grundeinstellung des Messgerätes

Das **GlucoCheck Comfort** Blutzuckermess-System hat eine Vielzahl von Funktionen, die Sie ganz nach Wunsch auswählen können.

Wenn Sie eine Funktion bestimmt haben, ertönt ein Signalton.

Mögliche Funktionen: Einstellung von Datum, Zeit, fünf täglichen Alarmzeiten, eigener Benutzeridentifikation, Aktivitäten, die im Zusammenhang mit den Testergebnis stehen, und drei eigenen Durchschnittswerten.



### Einschalten



Drücken und halten Sie die **⓪** An/Aus-Taste für ca. drei Sekunden um den Aktivitätenmodus.

### Aktivitätenmodus

Nach dem Drücken und wieder Loslassen der **▲** oder **▼** Tasten um den Aktivitätenmodus einzustellen, drücken Sie die **⓪** An/Aus-Taste.

### Benutzeridentifikation

Nach dem Drücken und wieder Loslassen der **▲** oder **▼** Tasten, um Ihre Benutzeridentifikation einzustellen, drücken Sie die **⓪** An/Aus-Taste.



### Einstellung Jahr

Nach dem Drücken und wieder Loslassen der **▲** oder **▼** Tasten zur Einstellung der richtigen Jahreszahl drücken Sie die **⓪** An/Aus-Taste.

### Datum/ Uhrzeit

Nach dem Drücken und wieder Loslassen der **▲** oder **▼** Tasten zur Einstellung von Datum und Uhrzeit drücken Sie die **⓪** An/Aus-Taste.



### Messeinheit

Nach dem Drücken und wieder Loslassen der **▲** oder **▼** Tasten zur Einstellung der gewünschten Messeinheit drücken Sie die **⓪** An/Aus-Taste.



## Vor der Messung

### Grundeinstellungen des Messgerätes




#### Temperatureinheit

Nach dem Drücken und Loslassen der ▲ oder ▼ Tasten zur Auswahl der Temperatureinheit (°C oder °F) drücken Sie die Ⓞ An/Aus-Taste.

#### Anzahl von Tagen zur Berechnung des Durchschnittswertes

Durch Drücken der Auswahltasten ▲ oder ▼ festlegen und mit Ⓞ An/Aus bestätigen. Sie können 3 Zeiträume zur Berechnung des Durchschnittswertes festlegen, z.B. nach 7, 14 und 21 Tagen.



#### Alarmfunktion

Nach dem Betätigen der Tasten ▲ oder ▼ zum Ein- oder Ausstellen der Alarmfunktion drücken Sie die Ⓞ An/Aus-Taste.

#### Alarmzeit

Durch Drücken der Auswahltasten ▲ oder ▼ Alarmzeit einstellen und mit Ⓞ An/Aus bestätigen.

#### Alarm

Nach Programmierung der einzelnen Alarmzeiten (5 Alarmzeiten möglich) Ⓞ An/Aus drücken.

### Achtung

1. Sehr wichtig: Ändern der Messeinheit – Ihr GlucoCheck Comfort Messgerät ist auf die Messeinheit mg/dL voreingestellt. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie bei der Auswahl der Messeinheit unsicher sind. Nach einer Umstellung der Messeinheit werden gespeicherte Messergebnisse in der neu eingestellten Messeinheit angezeigt. Vergleichen Sie dazu die Umrechnungstabelle auf S.38
2. Ohne die Einstellung des richtigen Datums, kann das Gerät den durchschnittlichen Blutzuckerwert und die gespeicherten Werte nicht richtig anzeigen. Wir empfehlen Ihnen das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach dem Einsetzen neuer Batterien zu konfigurieren.
3. Während Sie sich im Einstellungsmodus befinden, können Sie keine Blutzuckermessung vornehmen.
4. Um das Gerät während der Konfiguration auszuschalten, drücken Sie bitte 3 Sekunden lang die Ⓞ An/Aus-Taste.

## Vor der Messung

### Autokodierungsfunktion



1. Das **GlucoCheck Comfort** hat eine automatische Code-Erkennungsfunktion.

2. Das Messgerät erkennt automatisch die Code-Nummer. Diese sehr komfortable Funktion bewahrt Sie davor, vor jeder Messung die richtige Code-Nummer einstellen zu müssen.

### Achtung

1. Teststreifen bitte nicht abknicken oder verbiegen, damit die automatische Code-Erkennungsfunktion nicht fehlschlägt.
2. Falls das Code-Erkennungsfenster beschädigt ist, wird die Code-Erkennung fehlschlagen. Bitte vergleichen Sie den Code im Display mit dem Code auf der Teststreifendose.
3. Falls Sie den Teststreifen in der falschen Richtung einführen, wird das Messgerät sich zwar einschalten, eine Messung wird jedoch nicht möglich sein.
4. Für ein genaues Messergebnis vermeiden Sie bitte eine Messung unter direkter Sonneneinstrahlung.



## Vor der Messung

### Messvorgang mit Kontroll-Lösung

Die Kontroll-Lösung soll eingesetzt werden, falls Sie die Vermutung haben, dass das Gerät oder die Teststreifen keine genauen Ergebnisse liefern. Das kann der Fall sein, falls die Teststreifen z.B. extremen Bedingungen ausgesetzt waren oder das Gerät heruntergefallen ist.

Überprüfen Sie bitte das Verfallsdatum, bevor Sie einen Messvorgang mit Kontroll-Lösung durchführen. Einmal geöffnet darf die Lösung nur 3 Monate verwendet werden.

**Hinweis:** Die GlucoCheck Comfort Kontroll-Lösung wird separat verkauft. Wir empfehlen die Lösung bei Zimmertemperatur (20-25°C/ 68-77°F) zu lagern.


1. Bitte die Lösung vor dem Gebrauch gut schütteln!
2. Entfernen Sie den ersten Tropfen aus dem Fläschchen, um eventuelle Rückstände zu beseitigen.
3. Platzieren Sie einen Tropfen Kontroll-Lösung auf einer sauberen, trockenen Oberfläche, z. B. auf dem Deckel der Teststreifendose.
4. Führen Sie den Teststreifen wie bei einer normalen Messung ein und drücken zusätzlich die Pfeiltaste nach unten. Ein Kontroll-Lösungsfläschchen wird nun im linken unteren Rand des Displays neben der Anzeige von Datum und Zeit erscheinen. Das hilft bei der Differenzierung zwischen einem Messvorgang mit Kontroll-Lösung und einer tatsächlichen Messung.
5. Halten Sie den Teststreifen an die Kontroll-Lösung.
6. Das Ergebnis wird innerhalb von 5 Sekunden erscheinen.
7. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem auf der Teststreifendose angegebenen Bereich. Die Ergebnisse der Messung sollten in diesem Bereich liegen.
8. Falls das Ergebnis des Messvorgangs mit Kontroll-Lösung nicht in diesem Bereich liegt, führen Sie bitte keine Blutzuckermessung durch! Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

## Vor der Messung

### Messvorgang mit Kontroll-Lösung

#### Beispiel:

Falls Sie die »normale« Kontroll-Lösung benutzen, müssen die Ergebnisse im »normalen« Bereich, der auf der Teststreifen-Dose vermerkt ist, liegen.



**L. 35-65  
N. 80-120  
H. 255-345**

**Kontroll-Lösung (NIEDRIG)**  
Valid-Datum: ...  
Hersteller: aktivmed GmbH

**Kontroll-Lösung (NORMAL)**  
Valid-Datum: ...  
Hersteller: aktivmed GmbH

**Kontroll-Lösung (HOCH)**  
Valid-Datum: ...  
Hersteller: aktivmed GmbH

Falls die Kontroll-Lösung außerhalb des Bereiches liegt, führen Sie bitte keine Blutzuckermessung durch. Wenden Sie in diesem Fall bitte an aktivmed.

#### Achtung

Der Messbereich der Kontroll-Lösung entspricht nicht dem Blutzucker-Messbereich. **Für ein genaues Test-Ergebnis vermeiden Sie bitte Messungen unter direkter Sonneneinstrahlung.**

### 3. Die Messung

#### Vorbereitung des Messung

Vor der Messung lesen Sie bitte diese Passage und die Packungsbeilage der Teststreifen sorgfältig. Versichern Sie sich, dass alle zum Mess-System gehörigen Komponenten vorhanden sind, bevor Sie den Messvorgang beginnen. Das aktivmed **GlucoCheck Comfort** besteht aus vier Hauptkomponenten: dem Messgerät, den Teststreifen, der Stechhilfe und den Lanzetten. Diese wurden füreinander entwickelt und getestet um sicherzustellen, dass sie im System akkurat zusammenarbeiten und exakte Messergebnisse liefern. Benutzen Sie aktivmed GlucoCheck Comfort-Teststreifen nur in Kombination mit dem aktivmed GlucoCheck Comfort-Messgerät.



1. **GlucoCheck Comfort**-Messgerät
2. **GlucoCheck Comfort**-Teststreifen
3. Stechhilfe
4. Sterile Lanzetten

#### Achtung

So reduzieren Sie das Risiko einer Infektion:

1. Bitte die Stechhilfe und sterile Lanzetten niemals mit anderen Personen teilen!
2. Immer eine neue, sterile Lanzette und einen neuen Teststreifen verwenden! Beide sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt!
3. Hände vor einer Messung mit warmem, sauberen Wasser und Seife waschen!
4. Bitte keine Handcremes, Lotionen, Öl, Schmutz o. ä. an die Lanzetten oder die Stechhilfe kommen lassen!
5. Hände vor einer Messung gut abtrocknen!
6. Benutzte Lanzetten vorsichtig entfernen, um mögliche Infektionen zu vermeiden!

### Die Messung

#### Handhabung der Stechhilfe



1. Schrauben Sie die Kappe der Stechhilfe vorne ab und fügen eine sterile Lanzette fest in den Träger ein.

Drehen Sie die Schutzkappe von der Lanzette ab. Schrauben Sie die Kappe wieder vorne auf die Stechhilfe auf.



2. Stellen Sie die Einstichtiefe durch einen Dreh an der Spitze ein. Je nach Hautbeschaffenheit kann die Einstichtiefe in 5 Stufen variiert werden. Die richtige Stechtiefe muss man durch »Ausprobieren« herausfinden.



3. Um das Lanzettiergerät zu spannen, ziehen Sie den hinteren blauen Teil des Lanzettiergerät nach hinten, bis ein »Click-Geräusch« ertönt.



4. Setzen Sie das Gerät auf Ihren Finger und drücken auf den Auslöser. Die Blutprobe tritt zur Aufnahme auf den Teststreifen aus dem Finger.



5. Zum sicheren Entfernen der Lanzette aus der Stechhilfe schrauben Sie die Kappe erneut ab. Legen Sie die Schutzkappe der Lanzette auf eine ebene Unterlage und stecken Sie die in der Stechhilf befindliche Nadel in die Kappe. Dabei spannt sich die Stechhilfe.




6. Betätigen Sie dann den seitlichen Schieber zum Auswurf der Lanzetten.

## Die Messung


### Durchführung der Blutzuckermessung

#### Schritt 1

- Fügen Sie den Teststreifen so in den dafür vorgesehenen Schlitz oben am Gerät ein, dass Sie den aktivmed Schriftzug sehen können. Das Gerät wird sich automatisch anstellen und Code-Nummer und Temperatur anzeigen (Bild 1). Nach 3 Sekunden verschwinden Code-Nummer und Temperatur.



- Das **GlucoCheck Comfort**-Messgerät mit Autocodierungsfunktion erkennt die Code-Nummer des Teststreifens und zeigt sie im Display an.
- Wenn ein blinkender Teststreifen im Display erscheint, bringen Sie einen Tropfen Blut auf den Teststreifen auf (Bild 2).



**Achtung:** Wenn Sie den Teststreifen versehentlich falsch herum in das Gerät stecken, stellt es sich zwar an, lässt aber keine Messung zu.

#### Achtung:

1. Falls der Code nach einer Sekunde nicht angezeigt wird, ziehen Sie den Teststreifen bitte aus der Öffnung des Messgerätes und beginnen Sie den Vorgang erneut.
2. Falls der Code im Display nicht mit dem Code auf der Teststreifenbox übereinstimmt, probieren Sie es bitte mit einem anderen Streifen. Falls die Werte nun immer noch nicht übereinstimmen, wenden sie sich bitte an Ihren Händler.
3. Falls sich das Gerät nicht automatisch anschaltet, entfernen Sie bitte den Teststreifen aus der Öffnung und beginnen den Vorgang erneut.
4. Wenn Sie Ihre Blutprobe zu früh auf den Teststreifen auftragen, erscheint die Fehlermeldung ERROR 5. Zum Beheben dieser Fehlermeldung lesen Sie Seite 35.

**Vermeiden sie unbedingt eine Messung unter direkter Sonneneinstrahlung, um ein genaues Messergebnis zu erhalten.**

## Die Messung

### Durchführung der Blutzuckermessung

#### • Richtig



Ausreichende Blutmenge

#### • Auftragen der Blutprobe



#### • Falsch



Zu geringe Blutmenge



#### Schritt 2



- Halten Sie die Blutprobe an Ihrer Fingerspitze an den Teststreifen.
- Das Blut von Ihrem Finger wird automatisch von dem Teststreifen aufgenommen.
- Halten Sie Ihren Finger so lange an den Teststreifen, bis er die benötigte Menge Blut aufgenommen hat. Bei erfolgreicher Blutaufnahme startet automatisch ein Countdown.

#### Achtung:

1. Falls der Countdown nicht beginnt, tragen Sie bitte mehr Blut auf den Teststreifen auf! Ansonsten entsorgen Sie den Teststreifen und beginnen Sie den gesamten Vorgang erneut!
2. Falls die Messung innerhalb der nächsten 3 Minuten nicht durchgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

## Die Messung

### Durchführung der Blutzuckermessung



#### Schritt 3


- Nachdem das Testfeld auf dem Teststreifen mit Blut gefüllt ist, beginnt die Messung automatisch und dauert nur 5 Sekunden. Diese Messzeit wird auch im Display angezeigt: Der gestarte Countdown zählt von 5 bis 1 herunter.
- Danach können Sie im Display des Messgerätes Ihren Blutzuckerwert, Temperatur und Zeit ablesen und in Ihr Diabetiker-Tagebuch eintragen. Beim Entfernen des gebrauchten Teststreifens schaltet sich das Gerät automatisch ab.

#### Achtung:

1. Ist das angezeigte Messwert zu niedrig oder hoch, erscheint im Display die Meldung Hi/Lo. (Siehe S.35-36)
2. Entfernen Sie die gebrauchten Teststreifen vorsichtig, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

## Die Messung

### Durchführung der Blutzuckermessung



#### Schritt 4

- Falls Sie den Aktivitätsmodus eingestellt haben, können Sie den Blutzuckerwert wie folgt zuordnen: vor Mahlzeiten, nach Mahlzeiten, nach dem Sport und nach Medikamenteneinnahme. Auswahl einer Aktivität mit den Auswahlstasten ▲ oder ▼ und bestätigen mit der ① An-/Aus-Taste.
- Falls Sie diese Einstellung nicht vornehmen möchten, drücken Sie bitte die ① An-/Aus-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

#### Schritt 5

- Falls Sie die Benutzeridentifikationsfunktion (ID) eingestellt haben, drücken Sie die Auswahlstasten ▲ oder ▼, um Ihre persönliche Benutzeridentifikation auszuwählen und drücken zur Bestätigung die ① An-/Aus-Taste.

#### Achtung:

1. Falls Sie die Einstellungsmöglichkeiten »Blutzuckermessung bei speziellen Aktivitäten« und/ oder »persönliche Benutzeridentifikation« bei der Grundeinstellung des Gerätes nicht aktiviert haben, werden Sie nicht zu Schritt 4 gelangen.
2. Falls Sie den Teststreifen direkt nach der Messung entfernen, können Sie nicht auf die Programmpunkte aus Schritt 4 zugreifen. Das Testergebnis wird dann ohne Benutzer-ID gespeichert und nur angezeigt, falls die Option »persönliche Benutzeridentifikation« deaktiviert ist.
3. Zur Einstellung der Optionen »Blutzuckermessung bei individuellen Aktivitäten« und »persönliche Benutzeridentifikation« lesen Sie bitte S.13.

## Die Messung

### Teststreifenauswurf-Funktion



Drücken und nach vorne schieben Auswerfen des Teststreifens

1. Sobald die Messung abgeschlossen ist, schieben Sie bitte die Auswurf-Taste nach vorne, um den Teststreifen aus dem Gerät zu entfernen.

#### Achtung:

1. Falls Sie die Auswurf-Taste zu weit nach vorne schieben, schlägt dieser Vorgang fehl.
2. Bitte dem Messgerät keine Stöße zufügen!
3. Entfernen Sie gebrauchte Teststreifen bitte vorsichtig, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

## 4. Ergebnisüberblick und Bewertung

Das Gerät speichert bis zu 365 Testergebnisse. Zudem berechnet es den durchschnittlichen Blutzuckerwert für die eingestellte Zeit in Tagen. Das neueste Ergebnis ersetzt immer das Älteste der 365 Daten. Die Werte können jederzeit abgerufen werden.

Ergebnisabruf ohne Benutzeridentifikation.


- Drücken Sie die **Ⓜ** An-/Aus-Taste. Das Gerät zeigt zunächst die ausgewählte Benutzer-ID und dann die Messergebnisse an. (Siehe Seite 26)
- Anzeigen und Überprüfen Ihrer älteren Messergebnisse ist durch Drücken der **▼** Taste möglich.
- Anzeigen und Überprüfen Ihrer durchschnittlichen Messergebnisse ist durch Drücken der **▲** Taste möglich.



Das drittletzte Ergebnis

Das vorletzte Ergebnis

Das letzte Ergebnis




7 Tage-Durchschnitt

14 Tage- Durchschnitt

21 Tage-Durchschnitt



- Durchschnittliches Messergebnis
- Messeinheit
- Anzahl der Messungen
- Eingestellte Anzahl von Tagen zur Bildung des Durchschnitts.
- Ergebnisabruf bei eingestellter Benutzeridentifikation



- Drücken Sie bitte die ⓘ An-/Aus-Taste. Die ID erscheint oben im Display.



- Nachdem Sie im Modus »Benutzeridentifikation« befinden, drücken Sie bitte die ▲ und ▼ Tasten, um die korrekte Benutzeridentifikation auszuwählen. Drücken Sie dann die ⓘ Power-Taste.



- Falls Sie eine persönliche Benutzereinstellung ausgewählt haben, können Sie nur die Messergebnisse des ausgewählten Nutzers einsehen.



### Löschen von individuellen Messergebnissen

Um individuelle Messergebnisse aus dem Speicher zu löschen, drücken Sie bitte die ▲ oder ▼ Taste für 3 Sekunden, während das Messergebnis im Display zu sehen ist. »DEL« blinkt dann im Display auf und das Gerät »piept« zweimal. Nach dem zweiten Ton ist das Ergebnis gelöscht.



### Löschen aller Messergebnisse


Um alle Messergebnisse zu löschen, drücken Sie die ▲ und die ▼ Taste bitte gleichzeitig 3 Sekunden lang, während ein beliebiges, gespeichertes Messergebnis im Display angezeigt wird. »ALL DEL« blinkt im Display auf und das Messgerät »piept« dreimal. Nach dem dritten Ton sind alle Messergebnisse gelöscht.

### Achtung

- Nur wenn eine individuelle Benutzer-ID eingestellt ist, können individuelle Messergebnisse gelöscht werden.
- Die gelöschten Messergebnisse können nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie deshalb bei Löschvorgängen besonders vorsichtig vor!



- Durchschnittliches Messergebnis
- Messeinheit
- Anzahl der Messungen
- Eingestellte Anzahl von Tagen zur Bildung des Durchschnitts.
- Ergebnisabruf bei eingestellter Benutzeridentifikation



- Drücken Sie bitte die **ⓘ** An-/Aus-Taste. Die ID erscheint oben im Display.



- Nachdem Sie im Modus »Benutzeridentifikation« befinden, drücken Sie bitte die **▲** und **▼** Tasten, um die korrekte Benutzeridentifikation auszuwählen. Drücken Sie dann die **ⓘ** Power-Taste.



- Falls Sie eine persönliche Benutzereinstellung ausgewählt haben, können Sie nur die Messergebnisse des ausgewählten Nutzers einsehen.



### Löschen von individuellen Messergebnissen

Um individuelle Messergebnisse aus dem Speicher zu löschen, drücken Sie bitte die **▲** oder **▼** Taste für 3 Sekunden, während das Messergebnis im Display zu sehen ist. »DEL« blinkt dann im Display auf und das Gerät »piept« zweimal. Nach dem zweiten Ton ist das Ergebnis gelöscht.



### Löschen aller Messergebnisse

Um alle Messergebnisse zu löschen, drücken Sie die **▲** und die **▼** Taste bitte gleichzeitig 3 Sekunden lang, während ein beliebiges, gespeichertes Messergebnis im Display angezeigt wird. »ALL DEL« blinkt im Display auf und das Messgerät »piept« dreimal. Nach dem dritten Ton sind alle Messergebnisse gelöscht.

### Achtung

- Nur wenn eine individuelle Benutzer-ID eingestellt ist, können individuelle Messergebnisse gelöscht werden.
- Die gelöschten Messergebnisse können nicht wiederhergestellt werden. Gehen Sie deshalb bei Löschvorgängen besonders vorsichtig vor!



## Entnehmen einer Blutprobe aus alternativen Messpunkten



Zum Erhalt einer frischen Blutprobe reiben Sie bitte die betreffende Stelle einige Sekunden, damit sich die Haut erwärmt und die Blutzirkulation angeregt wird.

1. Halten Sie die Stechhilfe mit der Öffnung nach unten z.B. zum Unterarm hin und drücken diese fest auf ihn. Lösen Sie den Stich aus und heben Sie dabei die Stechhilfe nicht an.
2. Drücken Sie weiterhin die Stechhilfe z.B. auf den Unterarm und erhöhen Sie für einige Sekunden den Druck.
3. Durch die Erhöhung des Druckes kommt ein Blutropfen zum Vorschein, den Sie durch die durchsichtige Kappe erkennen können.
4. Heben Sie jetzt vorsichtig die Stechhilfe an. Passen Sie dabei auf, das Sie den Blutropfen nicht verschmieren.
5. Führen Sie das Ende des Teststreifens zum Blutropfen hin.
6. Das Blut wird automatisch vom Teststreifen eingezogen. Die Blutzuckermessung beginnt.




## 7. Infos zur Software

### Verwalten Ihrer Messergebnisse auf dem PC

Sie können die Testergebnisse vom GlucoCheck Comfort auf Ihren PC einspielen.

Die Software dazu erhalten Sie unter [www.aktivmed.eu](http://www.aktivmed.eu). Sie können das Kabel separat bei aktivmed anfordern. (Bestellnummer: 20552)



## 8. Pflege- und Wartung des Messgerätes

### Reinigung und Pflege

#### Gerät

Ihr Gerät erfordert keine besondere Wartung oder Reinigung. Vermeiden Sie jedoch eine Verschmutzung mit Staub, Blut, Kontrolllösung oder anderen Flüssigkeiten auf dem Messgerät, der Teststreifen-Öffnung und der PC-Schnittstelle. Die Betriebstemperatur liegt bei 10°C~40°C. Ein handfeuchtes Tuch mit Wasser und mildem Reinigungsmittel kann benutzt werden, um die Außenseite des Messgeräts zu reinigen. Ihr GlucoCheck Comfort-Messgerät ist ein Präzisionsinstrument. Behandeln Sie es bitte sorgfältig.

#### Stechhilfe

Säubern Sie die Stechhilfe und -kappe mit Seife und lauwarmen Wasser. Um die Stechhilfe zu desinfizieren, bereiten Sie eine desinfizierende Lösung von einem Teil Deinfektionsmittel und 10 Teilen Wasser vor. Befeuchten Sie ein Tuch mit dieser Lösung und wischen Sie die Stechhilfe ab. Tränken Sie nur die Kappe für mindestens 30 Minuten in der desinfizierenden Lösung. Tauchen Sie die Stechhilfe nicht in die Flüssigkeit. Spülen Sie die Stechhilfe und -kappe mit Wasser ab und lassen diese trocknen.

- Ausführliche Informationen zum Gebrauch der GlucoCheck Comfort-Teststreifen, finden Sie in der Teststreifen-Anleitung, die sich in der Verpackung befindet.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie es von Kindern fern. Nicht einfrieren und direktem Sonnenlicht aussetzen!
- Weder das Gerät noch die Teststreifen in Wasser tauchen.
- Setzen Sie weder das Gerät noch die Teststreifen extremer Hitze aus.
- Lesen Sie sich die Anleitung genau durch.
- Falls Sie Hilfe benötigen oder Teststreifen oder Lanzetten bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an aktivmed.
- Entfernen Sie die benutzten Lanzetten sorgfältig, um eine mögliche Infektion zu verhindern.

## Pflege- und Wartung des Messgerätes

### Auswechseln der Batterien

Das Zeichen für niedrigen Batteriestatus erscheint in der oberen linken Ecke des Displays. Dieses Symbol erinnert Sie daran, dass die Batterie bald leer ist und Sie eine neue Batterie einsetzen sollen.



Ihr GlucoCheck Comfort-Messgerät funktioniert mit zwei Lithium 3V Batterien (CR2032), die im Lieferumfang enthalten sind.

aktivmed bieten Ihnen einen Batterieaustausch-Service für Ihr GlucoCheck Comfort Messgerät an. Falls Sie neue Batterien benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team unter der folgenden Rufnummer: 0800/122 77 77 (kostenlos).

Nachdem Sie die Batterie gewechselt haben, überprüfen sie bitte Ihre Geräteeinstellungen.

### Folgemaßnahme

1. Kontrollieren Sie das Gerät mit der Kontroll-Lösung.
2. Führen Sie eine Messung durch.
3. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr körperlicher Zustand nicht zu den Messwerten passt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.





### Vorsicht






Entfernen Sie beide Batterien aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

## 9. Fehlerbehebung

## Fehlerbehebung

Die folgenden Tipps können Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen.

Nachricht	Problem	Fehlerbehebung
	Problem mit dem Gerät	Ersetzen Sie die Batterie und schalten Sie das Gerät erneut an. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich an den Lieferanten.
	Verschmutzter oder nasser Teststreifen	Bitte fügen Sie einen neuen Teststreifen ein und wiederholen die Messung.
	Problem mit dem Teststreifen	Bitte fügen Sie einen neuen Teststreifen ein und füllen Sie das Fenster des Teststreifens komplett mit Blut.
	Defekter Teststreifen	Bitte fügen Sie einen neuen Teststreifen ein und wiederholen Sie die Messung!

Nachricht	Problem	Fehlerbehebung
	Blutprobe zu früh auf Teststreifen aufgebracht	Wiederholen Sie die Messung: Warten Sie, bis das Teststreifensymbol im Display blinkt und bringen Sie dann die Blutprobe auf!
	Code des Teststreifens kann nicht gelesen werden.	Setzen Sie einen neuen Teststreifen ein und testen Sie. Bleibt ER6 im Display stehen, fragen Sie Ihren Lieferanten. Blinkt das Symbol »Sonne«, gehen Sie aus der Sonne und testen Sie erneut.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	Legen Sie das Gerät für 10 Min. an einen warmen Ort und versuchen Sie es danach erneut.
	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.	Legen Sie das Gerät für 10 Min. an einen kühlen Ort und versuchen Sie es danach erneut.
	Das Testergebnis ist niedriger als 10 mg/dl.	Überprüfen Sie die Genauigkeit des Teststreifens mit einem Kontrolllösungstest. Ist das Ergebnis im Normalbereich, testen Sie Ihren Blutzucker erneut 2 bis 3 Mal. Wenn weiterhin »Lo« erscheint, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.

Nachricht	Problem	Fehlerbehebung
	Das Testergebnis ist höher.	Überprüfen Sie die Genauigkeit Ihres Teststreifens durch eine Messung mit Kontroll-Lösung. Wenn das Ergebnis im Normalbereich liegt, testen Sie Ihren Blutzucker erneut 2 oder 3 Mal. Wenn weiterhin "Hi" erscheint, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.
Das Gerät schaltet sich nicht an.	Die Batterie ist leer oder es gibt ein anderes Problem.	Batterie wechseln. Falls das nicht hilft, bitte mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.
Die Messung beginnt nach dem Auftragen des Blutropfens nicht.	Zu wenig Blut aufgetragen.	Bitte fügen Sie einen neuen Teststreifen ein und wiederholen Sie die Messung.
Das Ergebnis ist ungenau.	Es könnte an dem Teststreifen liegen.	Nehmen Sie einen neuen Teststreifen und messen Sie erneut.
	Keine Messungen im Speicher	
	Das Ergebnis ist ungenau.	

Blutprobe	Kapillarblut
Blutmenge	1.0 µl
Messspanne	10-600 mg/dl
Messdauer	5 Sekunden
Kalibrierung	Plasmakalibrierung
Höhe	≤ 3048 m (10,000 feet )
Betriebstemperatur	10-40°C (50-104°F )
Relative Luftfeuchtigkeit	10-90%
Teststreifenlagerung	2-30°C (35.6-86°F)
Display-Typ	LCD
Abmessungen	85 X 50.5 X 19.34 (mm)
Gewicht	49g (inklusive Batterie)
Batterie	3V Li Batterie (CR2032) X 2
Lebensdauer der Batterie	1 Jahr (nach dem Kauf)
PC-DFV-Anschluss	Datenübertragung auf den PC mit Hilfe eines USB-Kabels möglich

## Übersetzungstabelle mmol/L ↔ mg/dL

mmol/L	0.55	1.0	1.5	2.0	2.2	2.5	2.8	3.0	
mg/dL	10	18	27	36	40	45	50	54	
mmol/L	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.9	
mg/dL	120	126	130	135	140	145	150	160	
mmol/L	14.4	15.0	16.0	16.6	17.0	18.0	19.0	20.0	
mg/dL	260	270	288	300	306	325	342	360	
mmol/L	3.3	3.9	4.0	4.4	4.7	5.0	5.5	6.0	6.1
mg/dL	60	70	72	80	85	90	100	108	110
mmol/L	9.0	9.4	10.0	10.5	11.0	11.1	12.0	12.5	13.9
mg/dL	162	170	180	190	196	200	216	225	250
mmol/L	20.8	22.2	23.0	24.0	25.0	26.4	27.7	30.0	33.3
mg/dL	375	400	414	432	450	475	500	540	600

## 12. Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nichts anderes vereinbart worden ist.