



Model: Handy

Blood Pressure Monitor
Tansiyon Aleti

TR Kullanım Kılavuzu

EN Instruction Manual

FR Mode d'emploi

RU Руководство Пользователя

KU Rêbera Bikaranînê

AR تاميل عتلاب يتك

FA دستور العمل راهنما

Güvenlik Bilgileri

Aşağıdaki işaretler kullanıcı kılavuzunda, etikette ya da diğer parçalarda olmalıdır. Bunlar, standart ve kullanım şartıdır.

	"ÇALIŞTIRMA KILAVUZU OKUNMALI" simbolü		
	"TİBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ 93/42/AT GEREKSİNİMLERİYLE UYUMLUDUR" simbolü		"ÇEVRE KORUMA - Hurda elektrikli ürünler evsel atıkla birlikte yok edilmemelidir. Lütfen tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşüm yapın. Yerel yetkilinizle ya da bayınızla birlikte geri dönüşüm bildirgesini kontrol edin" simbolü
	"ÜRETİCİ" simbolü		
	"SERİ NUMARASI" simbolü		"DOĞRU AKIM" simbolü
	"BF TİPİ UYGULAMALI PARÇALAR" simbolü		"ÜRETİM TARİHİ" simbolü



DİKKAT

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice ve baştan aşağı okuyun.

Bu cihazın yalnızca yetişkinlerce kullanıldığı amaçlanmıştır.

Bu cihaz arteriyer tansiyonun non-invasif ölçümü ve takibi için tasarlanmıştır. Sadece bilekten ölçüm yapınız ve sadece tansiyon ölçümü elde etmek için kullanın.

Kendi kendine izleme eylemini kendi kendine teşhis eylemiyle karıştırmayın. Bu ünite kendi tansiyonunuza izlemenen olanağı sağlar. Lütfen sadece hekimin tedavi tavsiyesine dayanan tıbbi tedaviyi başlatın veya sonlandırın.

Eğer ilaç alıyorsanız, ölçümünüz için en uygun zamanı belirlemek için doktorunuza danışın.

Reçetelelendirilmiş bir ilaçı doktorunuzun rızası olmadan asla değiştirmeyin.

Bu unite, acil tıbbi durumlar veya ameliyatlar sırasında sürekli izleme açısından uygun değildir.

Eğer manşetin basıncı 40 kPa (300 mmHg) değerini aşarsa, ünitenin havası otomatik olarak boşalacaktır.

Manşetin basıncı 40 kPa (300 mmHg) değerini aştığında manşetin havası boşalmazsa, manşeti bilekten ayırmayı ve şişmeye durdurmak için "BAŞLAT/DURDUR" düğmesine basın.

Aleti, girişini sinyali veya elektrikli hızlı geçici / yama sinyali yayan güçlü elektromanyetik alan (örneğin, cep telefonu) koşulları altında kullanmayın.

Cihaz, AP/APG ekipmanı değildir. Hava (ya da, oksijen, azot oksit) ile yanıcı bir anestezik karışımın mevcut olduğu durumda kullanım için uygun değildir.


Küçük parçaların solukla içeri çekilmesi veya yutulması tehlikeli ve hatta ölümcül olduğu için lütfen üniteyi bebeklerin veya çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

Lütfen ÜRETİCİ tarafından belirtilen / yetkilendirilen AKSESUARLAR ve sökülebilir parçalar kullanın. Aksi takdirde, bu, ünitenin zarar görmesine ya da kullanıcı / hasta için tehlikeye neden olabilir.

Manşetin malzemeleri test edilmiş ve ISO 10993-5:2009 ve ISO 10993-10:2010 gerekliliklerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu herhangi bir potansiyel alerjik reaksiyonu veya temastan kaynaklanan yaralanmalara neden olmayacağıdır.

Üretici talep halinde, devre şemalarını, bileşen listesini, vs. hazır bulunduracaktır

TR LCD Ekran Sembollerı




SEMBOL	TANIM	AÇIKLAMA
SYS	Sistolik Tansiyon	Büyük tansiyon
DIA	Diyastolik Tansiyon	Küçük tansiyon
Pul mln	Nabız	atış/dakika
□+Lo	Düşük Pil	Düşük pil ve lütfen pilleri değiştirin.
mmHg	Birim	Tansiyon Ölçüm Birimi
kPa	Birim	Tansiyon Ölçüm Birimi
MEM 88	Hafıza	Bu simbol yanmaya başladığında, gösterilen ölçüm sonucu hafızadan getirilir.
▲	Şişirme	Manşete hava dolar
▼	Hava boşaltma	Manşetteki havayı boşalır.
Am Pm Yr 8888	Zaman	Saat:Dakika (Gün:Ay/Yıl)
AVG	Ortalama	Ölçüm sonuçlarının ortalama değeri
 	Kademe	tansiyonun sınıflandırılma standartideğeri
HC	Düzensiz Kalp Atışı Algılayıcı	Lütfen daha fazla bilgi için bkz. S 14

TR Alet Bileşenleri



Bileşen Listesi:

1. PCBA
2. Hava borusu
3. Pompa
4. Valf
5. Manşet




TR Liste

1. Tansiyon Aleti (Handy)
2. İki AAA boyutlu pil
3. Kullanım Kılavuzu

TR Pillerin Takılması ve Değiştirilmesi

1. Pil bölmesi kapağını açın.
2. Kutup işaretlerine göre pilleri takın.
(Her zaman belirtilen pili seçin:
İki LR03 AAA boyutlu pil).
3. Pil bölmesi kapağını kapatın.



Pil Ömrü: Yaklaşık 58 gün

(Pil kapasitesi: 600 mAH. Günde üç kez ölçüm yapıldığında, her ölçüm 30 saniye, ölçüm sonucu ekranı ise 10 s sürer ve günde bir kez hafıza kontrolü yapıldığında 60 s sürer. Kapanmadaki akım 25 uA iken, akım, ölçüm için 350 mA, kayıtlar ekranı için ise 15 mA'dır.

Aşağıdakİ koşullarda pilleri değiştirin:

- LCD ekranда +Lo gösterilir ise.
- LCD ekran sönüklesir ise.
- Alet açıldığında, LCD ışığı yanmaz ise.



DİKKAT

- Eğer cihazın bir süreliğine kullanılması mümkün değilse pilleri çıkarın.
- Eskimiş piller çevreye zararlıdır. Günlük çöple birlikte atmayın.değilse pilleri çıkarın.
- Yerel geri dönüşüm yönergelerinizi izleyerek eski pilleri cihazdan çıkarın.değilse pilleri çıkarın.

Tarihin, Saatin ve Ölçüm Biriminin Ayarlanması

Lütfen ilk kullanımanızdan önce her bir adet kaydın bir zaman damgasıyla etiketlendiğinden emin olmak amacıyla zaman ayarını yapın. (Yıl Aralığı: 2010-2050)

1. Alet KAPALI iken, [YIL] ayarına girmek için 3 saniye boyunca “SET (AYAR)” tuşuna basılı tutun.




2. Rakamı değiştirmek için “MEM (HAFIZA)” tuşuna basın. Her basış bir döngü halinde rakamı bir sayı artıracaktır.




3. [YIL]ı onaylamak için “SET (AYAR)” tuşuna basın. Daha sonra monitör otomatik olarak [AY] ve [GÜN] ayarına çevrilir.




4. [AY] ve [GÜN] ayarını onaylamak için 2. ve 3. adımı tekrarlayın.



5. [SAAT]ı ve [DAKİKA]yı onaylamak için 2. ve 3. adımı tekrarlayın.




6. Ölçüm birimini onaylamak için 2. ve 3. adımı tekrarlayın.



7. Ölçüm birimini onayladıktan sonra, yaptığınız tüm ayarlar tek tek LCD ekranда gösterilecek ve alet otomatik olarak kapanacaktır.

TR Manşetin Bağlanması

1. Sol bileğinizden tüm aksesuarları (saat, bilezik, vb.) çıkarın. Eğer hekiminiz sol bileğinizde zayıf sirkülasyon olduğu teşhisini koymuşsa, sağ bileğinizi kullanın.
 2. Cildi ortaya çıkarmak için kolunuzu sıyırın ya da yukarı kıvrın.
 3. Manşeti avucunuz yukarı bakacak şekilde bileğinize takın
 4. Manşetin kenarını yaklaşık 1-1,5 cm yerleştirin.
 5. Manşet ile cildiniz arasında hiçbir ekstra boşluk bırakmadan bilek manşetini bileğinize bağlayın. Eğer manşet çok gevşekse, ölçüm doğru olmayacağından emin olun.
- Ölçümden önce 5 dakika dinlenin.
 - Ölçümler arasında en az 3 dakika bekleyin. Bu, kan dolaşımınızın düzelmeye olanak verir.
 - Anlamlı bir karşılaştırma için benzer koşullar altında ölçüm yapmayı deneyin. Örneğin, aynı bilek üzerinde, yaklaşık aynı zamanda ya da bir hekim tarafından gösterildiği gibi günlük ölçümler alın.




TR Ölçümün Başlatılması

1. Manşeti doğru şekilde yerleştirdikten sonra, monitörü açmak için START (AÇMA) tuşuna basın. Bu, ölçüm işlemini otomatik olarak tamamlayacaktır.




Sıfıra ayarlayın



Şişirme ve ölçme



Ölçüm sonucunu görüntüleyin ve kayedin




2. Monitörü kapatmak için STOP (KAPAMA) tuşuna basın. Aksi takdirde, monitör 1 dakika içinde kapanacaktır.




TR Kayıtların Görüntülenmesi

- Hafızaya erişmek için "MEM (HAFIZA)" tuşuna basın. Monitör, son 3 ölçümün ortalama değerini gösterecektir.



- Daha sonra "MEM/UP (HAFIZA/YUKARI)" tuşuna basın, monitör son ölçüm kaydını görüntüleyecektir. Geçmiş kayıtları sırayla çalıştmak için tuşuna "MEM/UP (HAFIZA/YUKARI)" veya "SET/DOWN (AYAR/AŞAĞI)" tuşuna basın. İleri gitmek için "MEM/UP (HAFIZA/YUKARI)" tuşu; geri gitmek için "SET/DOWN (AYAR/AŞAĞI)".



Ölçümün tam saati ve tarihi alternatif olarak gösterilecektir.




DİKKAT

En son kayıt ilk (1.) sırada gösterilir. Her yeni ölçüm ilk (1.) kayda atanır. Diğer tüm kayıtlar bir rakam ileri atılır (örneğin, 2, 3 olur vb.) ve son kayıt (60) listeden çıkarılır.

TR Kayıtların Silinmesi

Doğru ölçümü elde etmediğiniz zaman, aşağıdaki adımları izleyerek tüm ölçüm sonuçlarını temizleyebilirsiniz.

1. Hafızaya erişmek için “MEM (HAFIZA)” tuşuna basın. Daha sonra “MEM (HAFIZA)” tuşuna 3 saniye basılı tutun ve LCD ekranında “DEL ALL (TÜMÜNÜ SİL)” görüntülenecektir.



2. Eğer hafızayı silmek isterseniz, “SET (AYAR)” tuşuna basın. Monitörde bunun karşılığında “DEL ALL (TÜMÜNÜ SİL)” görüntülenecektir ve sonra otomatik olarak kapanacaktır.



3. Eğer temizleme işleminden vazgeçmek isterseniz, monitörü kapatmak için START/STOP (AÇMA/KAPAMA) tuşuna basın.



4. Monitörde hafıza kalmadığında, eğer geçmişi taramak için “MEM (HAFIZA)” düğmesine basarsanız, LCD ekranда sağdaki resim gösterilecektir.



TR Ölçüm İçin İpuçları

Ölçüm aşağıdaki koşullarda alınırsa yanlışlığa neden olabilir.



Akşam yemeğinden ya da bir şeyler içtiğten sonra 1 saat içinde



Çay, kahve, sigaradan sonra hemen ölçüm



Banyo yaptıktan sonra
20 dakika içinde



Konuşurken veya
parmaklarınızı hareket ettirirken



Çok soğuk bir ortamda



Eğer idrarınız gelmişse



TR Bakım

En iyi performansı elde etmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.



Kuru bir yere koyn ve güneş ışığından koruyun



Suya düşürmekten kaçın. Düşmesi durumunda kuru bir bezle temizleyin.



Sallamaktan ve çarpışmadan koruyun.



Tozlu ortamdan ve etrafındaki değişken sıcaklıktan sakının



Kiri temizlemek için hafif nemli bir bez kullanın.



Manşeti yıkamaktan kaçının

Lütfen kullanmadan önce ünitenin güvenli bir biçimde çalıştığından ve uygun çalışma koşullarında olduğundan emin olun.

Lütfen ÜRETİCİ'nin SERVİS PERSONELİ tarafından belirtilen birbiriyile değiştirilebilir veya sökülebilir parçaların "değiştirilebilir" olarak doğru değiştirilmesi için talimatları takip edin.

İmha Etme: Gevşetilmiş elektrotlar monitörün açılma arızasına neden olabilirken bozulmuş sensörler ise yanlış ölçüme neden olabilir. Bu birimin beklenen ömrü iki yıldır. Lütfen AKSESUARLARI, sökülebilir parçaları ve yerel yönergelere göre imha edin

TR Temizlik

Kullanmadan Önce - Tüm birimi dışarı çıkarın. Kiri gidermek için yumuşak bir bez kullanın ve manşeti dezenfekte etmek için biraz alkol uygulayın.

Kullandıktan Sonra - Birimi silmek için yumuşak bir bez kullanın ve tüm birimi saklama çantasına geri koymadan önce manşeti dezenfekte etmek için biraz alkol uygulayın.

Lütfen başka bir hastaya uygulamadan önce manşeti her zaman dezenfekte edin.

TR Sistolik ve diyastolik basınç nedir?

Ventriküler daralıp kan kalbin dışına pompalandığında, kan basıncı döngüdeki maksimum değerine ulaşır ve buna sistolik basınç denir. Ventriküler gevşediğinde, kan basıncı döngüdeki minimum değerine ulaşır ve buna diyastolik basınç denir.

Sistolik
Kan boşaltma arteri baskı



Diyastolik
Kan giriş damarı gevşeme




TR Standart tansiyon kategorisi nedir?

1999 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Hipertansiyon Derneği (ISH) tarafından yayımlanan tansiyon sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:



DİKKAT

Sadece bir doktor normal tansiyon aralığınızı söyleyebilir. Lütfen eğer ölçüm sonucu aralığın dışında kalırsa bir doktora başvurun. Lütfen tansiyon değerinizin tehlikeli bir noktaya ulaşmış olduğunu sadece bir doktorun söyleyebileceğini unutmayın.



Tansiyon (mmHg)/Seviye	Optimal	Normal	Yüksek-normal	Hafif	Orta	Şiddetli
SYS	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
DIA	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

TR Düzensiz Kalp Atışı Algılayıcısı

Bu Tansiyon Aleti, akıllı bir Düzensiz Kalp Atışı (DKA) Algılayıcısı fonksiyonu ile donatılmıştır. Her bir ölçüm sırasında, bu cihaz, kalp atışı aralıklarını kaydeder ve standart sapmayı hesaplar. Eğer hesaplanan değer 15'tendaha büyük veya 15' eşit ise, bu ekipman ölçüm sonucu görüntülerken ekranada DKA simbolü yanacaktır.



DİKKAT

DKA simgesinin görünmesi ölçüm sırasında düzensiz bir kalp atışı ile tutarlı bir nabız düzensizliğinin tespit edildiğini ifade eder. Genellikle bu bir endişe nedeni DEĞİLDİR. Ancak, simbol sık göründürse, size doktora başvurmanızı tavsiye ederiz. Lütfen unutmayın ki cihaz kalp muayenesi yerine geçmez, ama nabız düzensizliklerini erken bir aşamada tespit etmek için hizmet vermektedir.

TR Tansiyonum gün boyunca neden inip çıkar?

1. Bireysel kan basıncı gün boyunca değişiklik gösterir, aynı zamanda manşeti bağlama ve ölçüm pozisyonunuza göre de etkilenir, bu nedenle ölçümü aynı şartlarda yapın.
2. Kişi ilaç alıyorsa, basınç değişimleri daha büyük olur.
3. Başka bir ölçüm için en az 4-5 dakika bekleyin.

TR Neden hastanede ölçtürdüğüm tansiyon evdekinden farklıdır?

Hava durumu, duygular, egzersiz vb., nedeniyle tansiyon 24 saat boyunca bile farklıdır, özellikle de hastanedeki “beyaz önlük”, sonuçları evde olanlardan daha yüksek yapar.

TR Aynı sonucu elde etmek için sağ bilekten mi ölçüm yapılmalıdır?

Her iki bilek de uygundur, ancak farklı bir kişi için bazı farklı sonuçlar olacaktır, bu yüzden her zaman aynı bilekten ölçüm yapmanızı öneririz.

Evde tansiyonunuzu ölçerken dikkat edilmesi gerekenler:

Manşetin düzgün biçimde bağlanıp bağlanmadığı.

Manşetin çok sıkı ya da çok gevşek olup olmadığı.

Manşetin bileğe bağlı olup olmadığı.

Kendinizi rahatsız biçimde basınçlı hissedip

hissetmediğiniz. Ölçüme başlamadan önce

2-3 kez derin

nefes almanız iyi olacaktır.

Tavsiye: kendinizi sakinlesene kadar

4-5 dakika alıştırın.



Bu bölüm, tansiyon aletiniz ile ilgili olarak karşılaşabileceğiniz sorumlara ilişkin hata mesajlarının ve sık sorulan soruların bir listesini içerir. Eğer ürünler çalışması gerektiğini düşündüğünüz şekilde çalışmıyorsa, servise götürmeden önce burada kontrol yapın.

SORUN	BELİRTİ	BUNU KONTROL EDİN	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor	Görüntü sönük ya da ışık yanmıyor.	Piller eskimiş/aşınmış. Piller yanlış şekilde takılmış.	Yeni pillerle değiştirin. Pilleri doğru şekilde takın.
Düşük piller	Ekranda +Lo gösterilir	Piller zayıftır.	Yeni pillerle değiştirin.
Hata mesajı	E 1 gösterilir	Manşet doğru baglanmamış	Manşeti yeniden bağlayın ve sonra tekrar ölçün.
	E 2 gösterilir	Manşet çok sıkı.	Manşeti yeniden bağlayın ve sonra tekrar ölçün.
	E 3 gösterilir	Manşetin basıncı haddinden fazla	Bir süreliğine gevşetin ve sonra tekrar ölçün.
	E 10 ya da E 11 gösterilir	Alet, ölçüm yaparken bir hareket tespit etti.	Hareket, ölçümün doğruluğunu etkileyebilir. Bir süreliğine gevşetin ve sonra tekrar ölçün.
	E 20 gösterilir E 21 gösterilir	Yanlış şekilde ölçüm.	Bir süreliğine gevşetin ve sonra tekrar ölçün.
	Ekranda EEExx gösterilir	Bir kalibrasyon hatası oluştu.	Ölçümü yeniden yapın. Eğer sorun sürerse, daha fazla yardım için bayiyle ya da müşteri hizmetleri departmanınızla iletişime geçin. İletişim bilgileri için garantiye başvurun ve talimatları yerine getirin.

Güç kaynağı	3V 2*AAA pil
Ecran modu	Dijital LCD Ekran Boyutu: 36 mm x 41 mm
Ölçüm modu	Osilografik deneme modu
Ölçüm aralığı	Basınç: 0 kpa-40 kpa (0 mmHg-300 mmHg) nabız değeri: (40-199) atış/dakika
Doğruluk	Basınç: + 0,4 kpa (3 mmHg) içinde 5°C-40°C + 0,7 kpa (5 mmHg) içinde 0°C-45°C (5 °C-40°C dışında) nabız değeri: + %5
Normal çalışma koşulları	Sıcaklık: 5°C ila 40°C Bağlı nem < %85 Atmosferik basınç: 86 kPa ila 106 kPa
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık: -20°C ila 60°C Bağlı Nem %10-%93 Atmosferik Basınç: 50-106 kPa
Bileğin ölçüm çevresi	Yaklaşık 13,5 cm~19,5 cm
Net Ağırlık	Yaklaşık 105 g (Kuru piller hariç)
Dış boyutlar	Yaklaşık 80*65*22 mm
Aksesuarlar	2*AAA pil, kullanıcı kılavuzu
Çalışma modu	Sürekli çalışma
Koruma derecesi	BF tipi uygulamalı parça
IP Sınıflandırması	IP22
Yazılım Versiyonu	V01
Cihaz sınıflandırması	Dâhilî Olarak Çalışan ME Ekipmanı

Uygulanan Avrupa Standartları

Risk Yönetimi	EN/ISO 14971:2007
Etiketleme	EN 980:2008
Kullanıcı Kılavuzu	EN 1041:2008
Genel Güvenlik Gereksinimleri	EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010
Non-Invazif Tansiyon Ölçme Aletleri Genel Gereksinimleri	EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004
Elektromanyetik Uyumluluk	EN 60601-1-2:2007/AC:2010

EN Safety information

The below signs might be in the user manual, labeling or other components. They are the requirement of standard and using.

	Symbol for "THE OPERATION GUIDE MUST BE READ"		
	Symbol for "COMPLIES WITH MDD 93/42/EEC REQUIREMENTS"		Symbol for "ENVIRONMENT PROTECTION - Wast electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice"
	Symbol for "MANUFACTURER"		
	Symbol for "SERIAL NUMBER"		Symbol for "DIRECT CURRENT"
	Symbol for "TYPE BF APPLIED PARTS"		Symbol for "MANUFACTURE DATE"

CAUTION

Please do read this user manual carefully and thoroughly before use.

This device is intended for adult use only.

This device is intended for non-invasive measuring and monitoring of arterial blood pressure. It is not intended for use on extremities other than the wrist or for functions other than obtaining a blood pressure measurement.

Do not confuse self-monitoring with self-diagnosis. This unit allows you to monitor your blood pressure. Please start or end medical treatment basing solely on physician's treatment advice.

If you are taking medication, consult your physician to determine the most appropriate time for your measurement. Never change a prescribed medication without your physician's consent.

This unit is not suitable for continuous monitoring during medical emergencies or operations.

If the pressure of the cuff exceeds 40 kPa (300 mmHg), the unit will automatically deflate. Should the cuff not deflate when its pressure exceeds 40 kPa (300 mmHg), detach the cuff from the wrist and press the START/STOP button to stop inflation.

Do not use the monitor under the conditions of strong electromagnetic field (e.g. medical RF equipment) that radiates interference signal or electrical fast transient / burst signal.

The maximum temperature that the applied part can be achieved is 42.5 °C while the environmental temperature is 40 °C.

The device is not AP/APG equipment. It is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air (or oxygen, nitrous oxide).

Please keep the unit out of reach of infants or children, since inhalation or swallowing of small parts is dangerous or even fatal.

Please use ACCESSORIES and detachable parts specified / authorised by MANUFACTURER. Otherwise, it may cause damage to the unit or danger to the user / patient.

The material s of the cuff have been tested and found to comply with requirement s of ISO 10993-5:2009 and ISO 10993-10:2010. It won't cause any potential allergic reaction or contact


Manufacturer will make the circuit diagrams, component list, etc. available on request.

EN LCD Display Signal




SYMBOL	DESCRIPTION	EXPLANATION
SYS	Systolic Blood Pressure	High blood pressure
DIA	Diastolic Blood Pressure	Low blood pressure
Pul min	Pulse	beat/minute
■+Lo	Low Battery	Low battery and please replace the batteries.
mmHg	Unit	Measurement unit of blood pressure
kPa	Unit	Measurement unit of blood pressure
MEM 88	Memory	When this symbol lights up, the measuring result displayed is retrieved from memory. For instructions, please go to P27
▲	Inflating	Charge the air into the cuff.
▼	Deflating	Exhaust the air in the cuff.
AM PM MD 8888	Time	Hour:Minute (Day:Month / Year)
Avg	Average	Average value of measuring results
 	Grade	Please refer to P31 for classification standard of blood pressure.
之心	Irregular heartbeat Detector	Please refer to P31 for more information

EN Monitor Components



Component List:

1. PCBA
2. Air Pipe
3. Pump
4. Valve
5. Cuff




EN About Device

1.Blood Pressure Monitor
(Handy)

2.Two AAA-size batteries
3.User Manual

EN Installing and Replacing the Batteries

1. Open the battery door.
2. Insert the batteries according to the polarity indications.
Always select the authorized / specified battery:
(Two LR03 AAA-size batteries).
3. Close the battery door.



Battery Life: Approx. 58 days

(Battery capacity: 600 mAH. If measured 3 times per day, each measurement takes 30s, with the measuring results displayed for 10 seconds and checked memory once per day, which takes 60s. The current for measurement is 350 mA, and that for records display is 15 mA while the current when shutdown is 25 uA.)

Replace the batteries under following circumstances:

- +Lo displays on the LCD
- The LCD display dims
- When powering on the monitor, the LCD doesn't light up.




CAUTION

- Remove batteries if the device is not likely to be used for some time.
- Worn batteries are harmful to the environment. Do not dispose with daily garbage.
- Remove the old battery from the device following your local recycling guidelines.

EN Setting Date, Time and Measurement Unit

Please proceed to time setting before your initial use so as to ensure each piece of record are labeled with a time stamp. (Year Range: 2010-2050)

1. When the monitor is OFF, press the “SET” button to enter the time mode, then press and hold “SET” button for 3 seconds to enter the [YEAR] setting.




2. Press “MEM” button to change the numeral. Each press will increase the numeral by one in a cycling manner.




3. Press “SET” button to confirm [YEAR]. Then the monitor diverts to the [MONTH] and [DAY] setting automatically.




4. Repeat step 2 and 3 to confirm [MONTH] and [DAY].



5. Repeat step 2 and 3 to confirm the [HOUR] and [MINUTE].




6. Repeat step 2 and 3 to confirm the measurement unit.



7. After confirming the measurement unit, the LCD will display all the settings you have done one by one and the monitor will shut off automatically.

EN Positioning the Cuff

1. Remove all accessories (watch, bracelet, etc) from your left wrist. If your physician has diagnosed you with poor circulation in your left wrist, use your right wrist.
 2. Roll or push up your sleeve to expose the skin.
 3. Apply the cuff to your left wrist with your palm facing up.
 4. Position the edge of the cuff about 1-1.5cm.
 5. Fasten the wrist cuff around your wrist, leaving no extra room between the cuff and your skin. If the cuff is too loose, the measurement will not be accurate.
-
- Resting for 5 minutes before measuring.
 - Wait at least 3 minutes between measurements. This allows your blood circulation to recover.
 - For a meaningful comparison, try to measure under similar conditions. For example, take daily measurements at approximately the same time, on the same wrist, or as directed by a physician.




EN Start Measurement


1. After correctly positioning the cuff, press START button to turn on the monitor, and it will complete the measurement process automatically.




Adjust to zero



Inflating and measuring



Display and save the measuring result




2. Press START/STOP button to turn off the monitor. Otherwise, the monitor will shut off within 1 minute




EN Recalling the Records

1. Press “MEM” button to access the memory. The monitor will display the average of the last 3 measurement records.



2. Then press “MEM/UP” button again, the monitor will display the last measurement record. Press “MEM/UP” button or “SET/DOWN” button to rotate the history records. “MEM/UP” to go forward; “SET/DOWN” to go backward.



The exact time and date of the measurement will display alternatively.




CAUTION

The most recent record (1) is shown first. Each new measurement is assigned to the first (1) record. All other records are pushed back one digit (e.g., 2 becomes 3, and so on), and the last record (60) is dropped from the list.

EN Deleting the Records

When you did not obtain the accurate measurement, you can clear all the measuring results by following below steps.

1. Press the “MEM” button to access the memory. Then press and hold both the “MEM” button for 3 seconds, the LCD will display “dEL ALL”.




2. If you would like to clear the memory, press the “SET” button. The monitor will display “dEL dOnE” in response, and then turn off automatically.



3. If you wish to give up clearing, press “START/STOP” to turn off the monitor.



4. When there is no memory in the monitor, if you press the “MEM” button to look up the history, the LCD will display as pictured.



EN Tips for Measurement

It can cause inaccuracy if the measurement is taken in the following circumstances.



Within 1 hour
after dinner or drinking



Immediate measurement
after tea, coffee, smoking



Within 20 minutes
after taking a bath



When talking or moving your fingers



In a very cold environment



When you want to discharge urine

EN Maintenance

To obtain the best performance, please follow below instructions.



Put in a dry place and avoid the sunshine



Avoid immersing it in the water. Clean it with a dry cloth in case.



Avoid shaking and collision.



Avoid dusty environment and unstable temperature surrounding



Use the slightly damp cloth to remove the dirt.



Avoid washing the cuff

Please make sure the unit functions safely and it is in proper working conditions before use.

Please follow the instructions for correct replacement of interchangeable or detachable parts specified by SERVICE PERSONNEL of MANUFACTURER as "replaceable".

Disposal: Degraded sensors may result in inaccurate measurement while loosened electrodes may cause the monitor's failure to power on. The expected life of this unit is two years. Please dispose of ACCESSORIES, detachable parts, and MEDICAL EQUIPMENT according to local guidelines.

EN Cleaning


Before Use - Pick out the whole unit. Use the soft cloth to remove the dirt and apply some alcohol to disinfect the cuff before tying the cuff.

After Use - Use the soft cloth to wipe the unit and apply some alcohol to disinfect the cuff before putting the whole unit back into the storage bag.

Please always disinfect the cuff before applying to another patient.

EN What are systolic pressure and diastolic pressure?

When ventricles contract and pump blood out of the heart, the blood pressure reaches its maximum value in the cycle, which is called systolic pressure. When the ventricles relax, the blood pressure reaches its minimum value in the cycle, which is called diastolic pressure.




EN What is the standard blood pressure classification?

The blood pressure classification published by World Health Organization (WHO) and International Society of Hypertension (ISH) in 1999 is as follows:



CAUTION

Only a physician can tell your normal BP range. Please contact a physician if your measuring result falls out of the range. Kindly note that only a physician could tell whether your blood pressure value has reached a dangerous point.



Blood Pressure (mm Hg)\Level	Optimal	Normal	High-normal	Mild	Moderate	Severe
SYS	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
DIA	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

EN Irregular Heartbeat Detector

This Blood Pressure Monitor is equipped with an intelligent function of Irregular Heartbeat (IHB) Detector. During each measurement, this equipment records the heartbeat intervals and works out the standard deviation. If the calculated value is larger than or equal to 15, this equipment will light up the IHB symbol on the screen when displaying the measuring result.



CAUTION

The appearance of the IHB icon indicates that a pulse irregularity consistent with an irregular heart-beat was detected during measurement. Usually this is NOT a cause for concern. However, if the symbol appears often, we recommend you seek medical advice. Please note that the device does not replace a cardiac examination, but serves to detect pulse irregularities at an early stage.

[EN] Why my blood pressure is varies even in one day?

1. Individual blood pressure varies every in one day, it also affected by the way you tie your cuff and the your measurement position, so please take the measurement at the same condition.
2. The varies of the pressure is greater if the person take medicine.
3. Waiting at least 4-5 minutes for another measurement.

[EN] Why the blood pressure I get from the hospital is different from home?

The blood pressure is different even during 24 hour because of the weather, emotion, exercise etc, specially the “white coat” in hospital which makes the results are higher than the ones at home.

[EN] If the result is the same if measuring on the right wrist?

It is ok for both wrists, but there will be some different results for different person, so suggest you measure the same wrist every time.

The attention need to pay when
you measure you blood
pressure at home:

If the cuff is tied properly.

If the cuff is too tight or too loose.

If the cuff is tied on the wrist.

If you feel anxious pressured.

You had better take deep breath

2-3 times before beginning.

Advice:adjust yourself for 4-5
minutes until you calm down.



This section includes a list of error messages and frequently asked questions for problems you may encounter with your blood pressure monitor. If the products not operating as you think it should, check here before arranging for service.

PROBLEM	SYMPTOM	CHECK THIS	REMEDY
No power	Display is dim or will not light up.	Batteries are exhausted. Batteries are inserted incorrectly.	Replace with new batteries Insert the batteries correctly
	 +Lo Show on the display	Batteries are low.	Replace with new batteries
Error message	E 1 shows	The cuff is not secure	Refasten the cuff and then measure again.
	E 2 shows	The cuff is very tight	Refasten the cuff and then measure again.
	E 3 shows	The pressure of the cuff is excess.	Relax for a moment and then measure again.
	E 10 or E 11 shows	The monitor detected motion while measuring.	movement can affect the measurement. Relax for a moment and then measure again.
	E 20 shows E 21 shows	Measure incorrectly	Relax for a moment and then measure again.
	EExx,shows on the display.	A calibration error occurred.	Retake the measurement. If the problem persists, contact the retailer or our customer service department for further assistance. Refer to the warranty for contact information and return instructions.

Power supply	3V 2*AAA batteries
Display mode	Digital LCD V.A. = 36mm x 41mm
Measurement mode	Oscillographic testing mode
Measurement range	Pressure: 0kpa-40kpa (0mmHg-300mmHg) pulse value:(40-199)beat/minute
Accuracy	Pressure: 5°C-40°C within±0.4kpa(3mmHg) 0°C-45°C (out of 5°C -40°C) within±0.7kpa(5mmHg) pulse value:±5%
Normal working condition	Temperature: 5°C to 40°C RH: ≤85% Atmospheric pressure: 86kPa to 106kPa
Storage & transportation condition	Temperature:-20°C to 60°C RH: 10% to 93% Atmospheric pressure: 50kPa to 106kPa
Measurement perimeter of the wrist	About 13.5cm-19.5cm
Net Weight	Approx.105g(Excluding the dry cells)
External dimensions	Approx.80×65×22mm
Attachment	2*AAA batteries,user manual
Mode of operation	Continuous operation
Degree of protection	Type BF applied part
IP Classification	IP22
Software version	V01
Device classification	Internally Powered ME Equipment

Complied European Standards List

Risk Management	EN/ISO 14971:2007
Labeling	EN 980:2008
User Manual	EN 1041:2008
General Requirements for Safety	EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010
Non-invasive Sphygmomanometers General Requirements	EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004
Electromagnetic Compatibility	EN 60601-1-2:2007/AC:2010

FR Informations de sécurité

Les symboles ci-dessous doivent figurer dans le guide d'utilisateur, sur l'étiquette ou sur d'autres pièces. Il s'agit de normes et de conditions d'utilisation.

	Symbol de "LIRE LE GUIDE D'UTILISATION"		
	Symbol de "APPAREILS MEDICAUX SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 93/42/CE"		Symbol de "PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Merci de faire des recyclages auprès des installations de recyclage. Vérifier la déclaration de recyclage auprès de votre représentant local ou votre concessionnaire"
	Symbol de "PRODUCTEUR"		Symbol de "COURANT CONTINU"
	Symbol de "NUMERO DE SERIE"		
	Symbol de "PIECES APPLIQUEES DE TYPE BF"		Symbol de "DATE DE PRODUCTION"



ATTENTION

Merci de lire ce guide du début à la fin avant de commencer à utiliser le produit.

Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par les adultes.

Cet appareil est conçu pour la mesure non invasive et le suivi de la tension artérielle. Effectuez des mesures uniquement par le poignet et utilisez-le uniquement pour la mesure de la tension artérielle.

Ne confondez pas l'action de l'auto-surveillance avec l'action d'autodiagnostic. Cette unité vous permet de suivre votre propre tension artérielle. Commencez ou arrêtez un traitement médical uniquement s'il est conseillé par un médecin.

En cas de traitement pharmaceutique, consultez votre médecin pour déterminer le meilleur moment pour la prise de mesure. Ne changez jamais un médicament prescrit sans le consentement de votre médecin. Cette unité ne convient pas pour des urgences médicales ou pour un suivi continu pendant les opérations chirurgicales.

Dans le cas où la pression de la manchette dépasse la valeur de 40 kPa (300 mmHg), l'air de l'unité sera évacué automatiquement. Si l'air de la manchette ne s'évacue pas quand la pression de la manchette dépasse la valeur de 40 kPa (300 mmHg), enlevez la manchette du poignet et appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRET" pour arrêter le gonflage.

Evitez d'utiliser l'appareil dans endroits balayés par des signaux d'interférences ou de transitions rapides électriques/champs électromagnétiques puissants diffusant des signaux de transmissions (par exemple des téléphones portables).

L'appareil ne constitue pas un élément d'AP/APG. Il ne convient pas à une utilisation en présence d'une solution anesthésique inflammable avec de l'air (ou oxygène, oxyde d'azote).

Etant donné qu'absorber ou ingurgiter les petites pièces est dangereux voire mortel, conservez l'unité, s'il vous plaît, dans un endroit inaccessible par les bébés ou les enfants.

Utilisez, s'il vous plaît, des ACCESSOIRES et composants démontables indiqués / agréés par le PRODUCTEUR. Le cas contraire peut endommager l'unité ou mettre en danger l'utilisateur / le patient.

Les matériaux de la manchette sont testés et leur conformité aux normes ISO 10993-5:2009 et ISO 10993-10:2010 est constatée. Ceci évitera une quelconque réaction allergique potentielle ou les blessures dues au contact.


Le producteur tiendra les schémas des phases, la liste des composants etc. à disposition en cas de demande.

FR Symboles de l'écran LCD




SYMBOLE	DESCRIPTION	EXPLICATION
SYS	Tension systolique	Tension maximale
DIA	Tension diastolique	Tension minimale
Pul min	Pouls	Battements / minute
□+Lo	Pile faible	Piles déchargées et remplacez les piles s'il vous plaît.
mmHg	Unité	Unité de mesure de tension
kPa	Unité	Unité de mesure de tension
MEM 88	Mémoire	Dès que ce symbole s'allume, le résultat de mesure affiché est trouvé dans la mémoire.
▲	Gonflage	Manchette est gonflée par l'air
▼	Evacuation de l'air	Evacue l'air qui se trouve dans la manchette.
Am Pm Mo Yr 8888	Temps	Heure : Minute (Jour: Mois/ Année)
M	Moyenne	Valeur moyenne des résultats des mesures
I	Grade	Norme de classification de la tension artérielle
Heart	Capteur de Battement Irrégulier du Cœur	Pour plus d'information, consultez la p. 48 s'il vous plaît.

FR Composants de l'appareil



Liste des Composants:

1. Unité de Contrôle Micro
2. Amplificateur
3. Tuyau d'Air
4. Pompe
5. Soupape




FR Liste

1. Tensiomètre Handy
2. Deux piles AAA
3. Guide d'utilisation

FR Installation et remplacement des piles

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de piles
2. Installez les piles en respectant les polarités.
(Choisissez toujours les piles indiqués:
Deux piles LR03 AAA).
3. Fermez le couvercle du boîtier
de piles.



Durée de vie des Piles: Environs 58 jours

(Capacité des piles: 600 mAH. Dans le cas de trois mesures par jour, chaque mesure dure 30 secondes, quant à l'écran de fin de mesure, il dure 10 secondes et dans le cas d'un contrôle de mémoire par jour, cela dure 60 secondes. Le courant qui est de 25 uA en état d'arrêt, il est de 350 mA pour prendre des mesures. Quant à l'écran d'enregistrement, il est de 15 mA.

Dans les cas suivants remplacez les piles:

- Affichage de +Lo sur l'écran LCD.
- L'écran LCD perd sa luminosité.
- La lumière LCD ne s'allume pas lorsqu'on met en marche l'appareil.



ATTENTION

- En cas d'arrêt prolongé de l'appareil, enlevez les piles.
- Les piles usées sont nuisibles pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les déchets quotidiens.
- Retirez de l'appareil les anciennes piles en suivant les instructions locales de recyclage.


FR Réglages de la date, de l'heure et de l'unité de mesure

Pour être sûr que chaque enregistrement est marqué par date, faites le réglage de temps avant la première utilisation. (Intervalle d'Années: 2010-2050)

1. Pour accéder au réglage [ANNEE], appuyez sur la touche “SET (REGLAGE)” pendant 3 secondes lorsque l'appareil est en ARRET.




2. Pour modifier le chiffre appuyez sur la touche “MEM (MEMOIRE)”. Chaque pression augmentera le chiffre successivement d'un nombre.




3. Pour confirmer [ANNEE], appuyez sur la touche “SET (REGLAGE)”. Ensuite le moniteur passera automatiquement en mode de réglage des [MOIS] et [JOUR].




-
4. Pour confirmer les réglages des [MOIS] et [JOUR], répétez les étapes 2 et 3.



5. Pour confirmer les réglages des [HEURE] et [MINUTE], répétez les étapes 2 et 3.




6. Pour le réglage de l'unité de mesure, répétez les étapes 2 et 3.



7. A la suite de la confirmation de l'unité de mesure, l'ensemble des réglages que vous avez effectués vont s'afficher un par un sur l'écran LCD et l'appareil va s'éteindre automatiquement. gösterilecek ve alet otomatik olarak kapanacaktır.

FR Pose de la manchette

1. Enlevez tous les accessoires (montre, bracelet etc.) de votre poignet gauche. Si votre médecin a diagnostiqué une faiblesse de la circulation dans votre poignet gauche, utilisez votre poignet droit.
 2. Pour exposer votre peau retrousser votre manche ou pliez votre bras vers le haut.
 3. Posez la manchette sur votre poignet, votre paume tournée vers le haut.
 4. Installez le bord de la manchette avec un écart d'environ 1-1,5 cm.
 5. Attachez la manchette sur votre poignet de façon à ne laisser aucun espace entre la manchette et votre peau. Si la manchette n'est pas assez tendue, les mesures ne seront pas correctes.
- Avant la prise de mesure, reposez-vous pendant 5 minutes.
 - Attendez au moins 3 minutes entre les mesures. Ceci permet à votre circulation sanguine de se réguler.
 - Pour une comparaison valable essayez de prendre des mesures dans des conditions similaires. Par exemple prenez des mesures quotidiennes sur le même poignet approximativement au même moment ou suivant les indications du médecin.




FR Démarrage la prise de mesure

1. Après avoir installé la manchette correctement, appuyez sur la touche START (MARCHE) du moniteur. Ceci va compléter la mesure automatiquement.




Réglage sur zéro



Gonflage et prise de mesure



Affichez et enregistrez le résultat de la mesure




2. Pour arrêter le moniteur appuyez sur la touche STOP (ARRET). Dans le cas contraire, le moniteur va s'éteindre au bout d'1 minute.




FR Affichage des enregistrements

- Pour accéder à la mémoire, appuyez sur la touche "MEM (MEMOIRE)". Le moniteur va afficher la valeur moyenne des 3 dernières mesures.



- Ensuite appuyez sur la touche "MEM/UP (MEMOIRE/VERS LE HAUT)", le moniteur va afficher l'enregistrement de la dernière mesure. Pour afficher successivement les enregistrements précédents, appuyez sur la touche "MEM/UP (MEMOIRE/VERS LE HAUT)" ou "SET/DOWN (REGLAGE/VERS LE BAS)". Pour avancer : la touche "MEM/UP (MEMOIRE/VERS LE HAUT)"; pour reculer : la touche SET/DOWN (REGLAGE/VERS LE BAS)".



L'heure et la date exactes de la mesure vont s'afficher alternativement.
L'heure et la date exactes de la mesure vont s'afficher alternativement.
alternativement.
alternativement.




ATTENTION

Le dernier enregistrement apparaît en premier (1er) rang. Chaque nouvelle mesure prend la première (1ère) place. Tous les autres enregistrements reculent d'un cran (par exemple le 2 devient 3 etc.) et le dernier enregistrement (60) est rejeté de la liste.

FR Effacement des enregistrements

Si vous n'avez pas obtenu la mesure exacte, vous pouvez effacer l'ensemble des résultats des mesures en suivant les étapes ci-dessous.

1. Pour accéder la mémoire appuyez la touche “MEM (MEMOIRE)”. Ensuite gardez la touche “MEM (MEMOIRE)” appuyé pendant 3 secondes et “DEL ALL (EFFACER TOUT)” va s'afficher sur l'écran LCD




2. Si vous voulez effacer la mémoire, appuyez sur la touche “SET (REGLAGE)”. En réaction, “DEL ALL (EFFACER TOUT)” va s'afficher sur le moniteur et ensuite l'écran va s'éteindre automatiquement.



3. Si vous renoncez à l'opération d'éffacement, appuyez sur la touche START/STOP (MARCHE/ARRET) pour éteindre le moniteur.



4. Quand la mémoire est saturée, si vous appuyez sur la touche “MEM (MEMOIRE)” pour balayer le passé, le dessin situé à droite va apparaître sur l'écran LCD.



FR Astuces pour prendre des mesures

La mesure prise dans les conditions ci-dessous peut s'avérer erronée.



Dans l'heure qui suit le dîner ou
après avoir bu quelques boissons



Mesure prise immédiatement après
le thé, le café, la cigarette



Dans les 20 minutes suivant
une prise de bain



Lorsqu'on est en train
de parler ou en bougeant les doigts



Dans un environnement
très froid



Si vous avez envie d'uriner



FR Entretien

Suivez s'il vous plaît les instructions ci-dessous pour obtenir la meilleure performance:



Conservez l'appareil dans un endroit sec et évitez une exposition à la lumière du soleil.



Evitez de le faire tomber dans l'eau.
Dans le cas contraire, nettoyez à l'aide d'un chiffon sec.



Evitez de le secouer et les chocs.



Méfiez-vous d'environnements poussiéreux et de température variable environnant.



Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les saletés.



Evitez de laver la manchette.

Avant l'utilisation, assurez-vous, s'il vous plaît, du fonctionnement en sécurité et dans des conditions de travail conformes de l'unité.

Merci de suivre les instructions pour que les pièces que déterminées remplaçables ou démontables, soient remplacées correctement par LE PERSONNEL DE SERVICE du PRODUCTEUR.

Destruction: Les électrodes desserrées du moniteur peuvent provoquer une panne d'ouverture, les senseurs endommagés peuvent causer des erreurs de mesures. La durée de vie estimée de cette unité est de deux ans. Détruisez les ACCES-SOIRÉS et les pièces démontables conformément aux directives locales.

FR Nettoyage


Avant l'utilisation – Sortez toute l'unité dehors. Pour éliminer les saletés utilisez un chiffon doux et appliquez un peu d'alcool pour désinfecter la manchette.

Après l'Utilisation – Utilisez un chiffon doux pour essuyer l'unité et appliquez un peu d'alcool pour désinfecter la manchette avant de ranger l'ensemble de l'unité dans le sac de rangement.

Avant d'utiliser pour un autre patient, désinfectez toujours la manchette s'il vous plaît.

FR Qu'est la pression systolique et diastolique?

Lorsque les ventricules se rétrécissent et que le sang est pompé à l'extérieur du cœur, la pression artérielle atteigne sa valeur maximale du circuit et cela s'appelle pression systolique. Lorsque les ventricules se décontractent, la pression artérielle atteigne sa valeur minimale du circuit et cela s'appelle la pression diastolique.




FR Qu'est-ce que la catégorie de tension standard?

La classification de tension publiée en 1999 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Société Internationale de l'Hypertension (SIH) est la suivante:



ATTENTION

Seul un médecin peut s'exprimer sur votre éventail de tension normale. Dans le cas où une mesure est située à l'extérieur de l'éventail, consultez un médecin s'il vous plaît. N'oubliez pas s'il vous plaît que seul un médecin peut juger que la valeur de votre tension a atteint un niveau dangereux.



Tension (mm Hg) / Niveau	Optimale	Normale	Haute-normale	Légère	Moyenne	Sévère
SYS	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
DIA	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

FR Capteur de Battements Irréguliers du Cœur

Ce Tensiomètre est muni d'un dispositif intelligent de Capteur de Battements Irréguliers du Cœur (BIC). Pendant chaque mesure, cet appareil enregistre les rythmes cardiaques et calcule l'écart standard. Si la valeur calculée est au dessus de 15 ou égale à 15, lors d'affichage du résultat de la mesure, le symbole BIC va s'allumer sur l'écran grâce à cet équipement.



ATTENTION

L'affichage du symbole BIC signifie la détection des battements de cœur irréguliers et d'une irrégularité conséquente du pouls. D'une manière générale, ceci NE CONSTITUE PAS une raison d'inquiétude. Toutefois, si le symbole apparaît souvent, nous vous conseillons de consulter un médecin. N'oubliez pas s'il vous plaît que cet appareil ne se substitue pas à un examen du cœur, mais sert à détecter les irrégularités du pouls à un stade précoce.

FR Pourquoi ma tension varie durant la journée?

1. La tension artérielle de l'individu varie tout au long de la journée, de même, elle est influencée par la pose de la manchette et par la position de prise de mesure, pour cette raison effectuez les mesures dans les mêmes conditions.
2. Si la personne suit un traitement pharmaceutique, les variations de pression seront plus importantes.
3. Pour une nouvelle mesure, attendez au moins 4-5 minutes.

FR Pourquoi la tension mesurée à l'hôpital est différente de celle de la maison?

La tension artérielle présente des variations même sur 24 heures en raison de la météo, de l'état sentimental, des exercices physiques etc., et en particulier de l'effet "blouse blanche" de l'hôpital, les résultats s'affichent plus hauts que ceux de la maison.

FR Faut-il prendre des mesures par le poignet droit pour obtenir le même résultat?

Les deux poignets conviennent parfaitement, toutefois les résultats varient d'une personne à l'autre, pour cette raison nous vous conseillons de prendre des mesures toujours par le même poignet.

Les points à prendre en considération lorsque vous mesurez votre tension à la maison: La correction ou non de l'état de pose de la manchette.

Le fait que la manchette soit trop ou pas assez serrée.

Le fait que la manchette soit attachée sur le poignet ou non.

Le fait que vous vous sentiez à l'aise ou non.

C'est mieux de respirer profondément 2-3 fois

avant de commencer la prise de mesure.

Conseil: accordez-vous 4-5 minutes
pour vous décontracter.



Cette partie contient la liste des messages d'erreurs sur les problèmes de votre tensiomètre que vous pouvez rencontrer et des questions fréquemment posées. Dans le cas où les produits ne fonctionnent pas normalement, consultez ce tableau avant de contacter le service d'entretien.

PROBLEME	SYMPTOME	CONTROLEZ	SOLUTION
L'appareil ne se met pas en marche	L'image est pâle ou la lumière ne s'allume pas.	Piles usées/abîmées. Piles mal installées.	Remplacez les piles. Installez les piles correctement.
Piles faibles	Affichage +Lo sur l'écran	Les piles sont faibles.	Remplacez les piles.
Message d'erreur	E 1 s'affiche	Le brassard n'est pas sécurisé.	Attachez de nouveau la manchette et ensuite reprenez la mesure.
	E 2 s'affiche	Manchette trop serrées.	Attachez de nouveau la manchette et ensuite reprenez la mesure.
	E 3 s'affiche	La pression de la manchette est trop élevée	Desserrez momentanément et remesurez.
	E 10 ou E 11 s'affichent	L'appareil a détecté un mouvement lors de la prise de mesure.	Le mouvement peut avoir des effets sur l'exactitude de la mesure. Desserrez momentanément et remesurez.
	E 20 s'affiche E 21 s'affiche	Erreure de mesure.	Desserrez momentanément et remesurez.
	Affichage EExx sur l'écran	Erreure de calibrage détectée.	Recommencez la mesure. Si le problème persiste, contactez la concessionnaire ou notre département de service clientèle pour plus d'assistance. Pour les informations de communication, reportez-vous à la garantie et suivez les instructions.

Source d'énergie	3V 2*AAA piles
Mode écran	Ecran LCD numérique, Dimensions: 36 mm x 41 mm
Méthode de mesure	Méthode de mesure oscilloscopique
Plage de mesure	Pression: 0 kpa-40 kpa (0 mmHg-300 mmHg) Valeur du pouls: (40-199) battements / minute
Exactitude	Pression: + 0,4 kpa (3 mmHg) entre 5°C - 40°C + 0,7 kpa (5 mmHg) entre 0°C -45°C (en dehors de 5°C -40°C) Valeur du pouls: + 5 %
Conditions habituelles de fonctionnement	Température: de 5°C à 40°C, Humidité relative 85 % Pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa
Conditions de conservation et de transport	Température: -20°C à 60°C Humidité relative 10% - 93% Pression atmosphérique: 50-106 kPa
Tour de mesure du poignet	Environ 13,5 cm~19,5 cm
Poids net	Environ 105 g (Sans les piles sèches)
Dimensions extérieures	Environ 80*65*22 mm
Accessoires	2*AAA piles, guide d'utilisateur
Mode de travail	Travail continu
Degré de protection	Pièces appliquée de type BF
Classification IP	IP22
Version du logiciel	V01
Classification de l'appareil	Equipement ME pour l'Intérieur

FR Liste des Standards Européens Conformes

Gestion des risques	EN/ISO 14971:2007
Etiquetage	EN 980:2008
Guide d'utilisateur	EN 1041:2008
Exigences générales de sécurité	EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010
Exigences générales des tensiomètres non-invasives	EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004
Conformité électromagnétique	EN 60601-1-2:2007/AC:2010

Информация по технике безопасности

Знаки, приведенные ниже, должны быть в руководстве пользователя, на этикетке или в других частях описания прибора. Они являются стандартным условием использования продукта.

	Знак "ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ"		
	Знак "ДИРЕКТИВА 93/42/ЕС О МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ"		Знак "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" – пришедшие в негодность электротехнические товары должны быть выброшены отдельно от бытовых отходов. Пожалуйста, утилизируйте их в специально отведенных для этого местах. Проверьте декларацию утилизации вместе с органами местной власти, либо поставщиком товара"
	Знак "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"		
	Знак "СЕРИЙНЫЙ НОМЕР"		Знак "ПОСТОЯННЫЙ ТОК"
	Знак "РАБОЧИЕ ЧАСТИ ВФ ТИПА ПРИМЕНЕНИЯ"		Знак "ДАТА ПРОИЗВОДСТВА"



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, перед началом использования товара прочтайте данное руководство от начала до конца. Это устройство предназначено только для использования взрослыми лицами. Это устройство предназначено для неинвазивного измерения и контроля артериального давления. Производите измерения только на запястье и используйте только для измерения артериального давления. Не пугайте акт самоконтроля с актом самодиагностики. Это устройство дает возможность контролировать собственное давление. Пожалуйста, начинайте или заканчивайте лечение только на основе рекомендации врача. Перед покупкой лекарств проконсультируйтесь с врачом для определения наиболее подходящего времени измерения давления. Никогда не меняйте выписанные доктором лекарства без его согласия. Это устройство не подходит для непрерывного мониторинга во время чрезвычайных ситуаций и медицинских операций. Если давление в манжете превысит значение 40 кПа (300 мм рт. ст.), то аппарат автоматически выпустит воздух. В случаях, когда давление в манжете превышает 40 кПа (300 мм рт. ст.), но при этом прибор не выпускает воздух, снимите манжету с запястья и нажмите кнопку «НАЧАТЬ/ОСТАНОВИТЬ» для остановки вдутия. Не используйте прибор в условиях сигналов помех или быстро проходящих/распространяющихся сигналов излучения сильных электромагнитных полей (например, сотовый телефон). Устройство не является оборудованием АР/АРГ. Не подходит для использования при наличии загорающихся посредством воздуха (или кислорода, закиси азота) анестезирующих смесей. Так как попадание мелких частей внутрь при вдохе или проглатывании влечет за собой опасность и даже летальный исход, пожалуйста, храните прибор в недоступном для младенцев и детей месте. Пожалуйста, используйте указанные/уполномоченные ПРОИЗОДИТЕЛЕМ аксессуары и съемные части. В противном случае, это может послужить причиной повреждения устройства или пропасть за собой опасность для пользователя/больного. Материалы манжеты были протестиированы и признаны отвечающими требованиям ISO 10993-5:2009 и ISO 10993-10:2010. Прибор не может быть причиной какой-либо потенциальной аллергической реакции или же травм, вызванных при соприкосновении с ним. Производитель по запросу предоставляет схемы, списки ингредиентов и т.д.

RU Знаки ЖК-дисплея



СИМВОЛ	НАЗВАНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
SYS	Систолическое давление	Верхнее давление
DIA	Диастолическое давление	Нижнее давление
	Частота пульса	удар/минута
	Низкий уровень заряда	Низкий уровень заряда. Пожалуйста, замените батареи.
mmHg	Единица	Единица измерения давления
kPa	Единица	Единица измерения давления
	Память	Если загорается этот символ, значит, показываемый результат измерений вытаскивается из памяти.
	Вздутие	Манжетка наполняется воздухом
	Выпуск воздуха	Выпуск воздуха из манжеты
	Время	Часы:Минуты (День:Месяц/Год)
	Среднее значение	Среднее значение результатов измерений
	Уровень	Стандарт классификации кровяного давления
	Датчик нерегулярного сердцебиения	Для получения дополнительной информации см. стр. 65

RU Компоненты прибора



Список Компонентов

1. Микро-блок Управления
2. Усилитель
3. Воздуховод
4. Насос
5. Клапан




RU Список

1. Прибор измерения артериального давления (Handy)
2. Две батареи размера AAA
3. Руководство пользователя

RU Установка и Замена Батарей

1. Открыть крышку батарейного отсека.
2. Установите батареи в соответствии со знаками полюсов. (Всегда выбирайте батареи указанного типа: две щелочные батареи LR03 размера AAA)
3. Закройте крышку батарейного отсека.



Срок службы батареи: около 58 дней

(Емкость аккумулятора: 600 мАч. В случае осуществления измерений 3 (три) раза в день, каждое измерение будет длиться 30 сек, вывод результатов измерения на экран -10 сек, контроль памяти 1 раз в день займет 60 сек.. Если при закрытии ток составляет 25 мкА, тогда ток для измерений – 350 мА, а для экрана регистрации - 15 мА.)

Замените батареи при следующих условиях:

- Если на ЖК-дисплее выводится  +Lo
- Если ЖК-дисплей потускнел.
- Если при включении прибора ЖК-дисплей не загорается.



ВНИМАНИЕ

- Извлеките батареи, если использование прибора невозможно в течение некоторого времени.
- Использованные батареи вредны для окружающей среды. Невыбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.
- Извлеките старые батареи из устройства, следуя инструкциям местных правил и норм утилизации

Настройка Даты, Времени и Единиц измерения

Пожалуйста, перед первым использованием настройте время для того, чтобы убедиться, что каждая запись имеет отметку времени. (Годичный диапазон: 2010-2050)

1. При положение прибора ВЫКЛЮЧЕН, для того, чтобы зайти в настройку [ГОД], держите нажатой кнопку «SET (УСТАНОВИТЬ)» в течение 3 секунд.




2. Для изменения числа нажмите на кнопку «MEM (ПАМЯТЬ)». Каждое нажатие в цикле увеличит число на одну единицу.




3. Для подтверждения настройки [ГОД] нажмите на кнопку «SET (УСТАНОВИТЬ)». Позже монитор автоматически переключится на настройки [МЕСЯЦ] и [ДЕНЬ].




4. Для подтверждения настроек [МЕСЯЦ] и [ДЕНЬ] повторите шаги 2. и 3.



5. Для подтверждения формата часов, а также настроек [ВРЕМЯ] и [МИНУТЫ] повторите шаги 2. и 3.




6. Для подтверждения единиц измерения повторите шаги 2. и 3.



7. После подтверждения единиц измерения, все выполненные настройки будут отображены на ЖК-дисплее, и прибор выключится автоматически.

RU Крепление Манжеты

1. Снимите все аксессуары (часы, браслеты и др.) с левого запястья. Используйте правое запястье, если ваш врач установил диагноз слабого кровообращения на левом запястье.
 2. Для открытия кожи выпрямите либо согните руку.
 3. Оденьте манжету на запястье, обратив ладонь вверх.
 4. Вставьте край манжеты примерно на 1-1,5 см.
 5. Прикрепите манжету к запястью, не оставляя лишнего пространства между кожей и манжетой.
-
- Перед измерением отдохните 5 минут.
 - Между измерениями ждите, как минимум, 3 минуты. Это позволит улучшить ваше кровообращение.
 - Для значимого сравнения попытайтесь произвести измерения в похожих условиях. Например, возьмите ежедневные измерения, проведенные на одном и том же запястье, примерно в одно и то же время или же проделанные одним и тем же врачом.




RU Начало Измерения

- После правильного крепления манжеты нажмите на кнопку START (ВКЛЮЧИТЬ). Это автоматически завершит процесс измерения.



Настройте на ноль.



Вздутие и измерение.



Просмотрите и сохраните результаты измерений.




- Для того, чтобы выключить монитор, нажмите на кнопку STOP (ВЫКЛЮЧИТЬ). В противном случае, монитор погаснет в течение 1 минуты.




RU Просмотр Данных


- Для доступа к памяти нажмите на кнопку "МЕМ (ПАМЯТЬ)". На мониторе будет показано среднее значение последних 3 измерений.



- Позже нажмите на кнопку "МЕМ/UP (ПАМЯТЬ/ВВЕРХ)", монитор отобразит запись последнего измерения. Для последовательного запуска прошлых записей нажмите на кнопку "МЕМ/UP (ПАМЯТЬ/ВВЕРХ)" или на кнопку "SET/DOWN (УСТАНОВИТЬ/ВНИЗ)". Для движения вперед используйте кнопку "МЕМ/UP (ПАМЯТЬ/ВВЕРХ)", для движения назад - "SET/DOWN (УСТАНОВИТЬ/ВНИЗ)".



Точное время и дата измерений будут показаны как альтернатива.




ВНИМАНИЕ

Последняя запись будет показываться в первой (1.). Каждое новое измерение будет назначаться в первую (1.) запись. Все остальные записи будут назначаться по порядку (например, 2, 3 и т.д.), и последняя запись (60) будет удалена из списка.

RU Удаление Данных

В случае неправильного измерения, выполните следующие шаги для удаления всех результатов измерений.

1. Для доступа к памяти нажмите на кнопку "MEM (ПАМЯТЬ)". Держите кнопку нажатой в течение 3 секунд, и на экране отобразится "DEL ALL (СТЕРЕТЬ ВСЕ)".




2. Если вы захотите очистить память, нажмите на кнопку "SET (УСТАНОВИТЬ)". На мониторе, в свою очередь, отобразится запись "DEL ALL (СТЕРЕТЬ ВСЕ)" и затем автоматически погаснет.



3. Если вы захотите отказаться от процесса очистки, нажмите кнопку START/STOP (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ) для отключения монитора.



4. Когда на мониторе не останется свободной памяти, для просмотра истории можно нажать на кнопку "MEM (ПАМЯТЬ)", после чего на ЖК-дисплее высветится рисунок, показанный справа.



RU Подсказки Для Измерений

Измерения в следующих условиях могут привести к ошибке.



В течение одного часа после ужина,
либо после питья




Измерения сразу после питья
чая, кофе или курения



В течение 20 минут после
принятия ванны



При разговоре, либо при
движении пальцами



В очень холодных условиях



При желании мочеиспускания



RU Уход

Для получения наилучшей производительности, пожалуйста, следуйте нижеследующим инструкциям




Перед использованием, пожалуйста, убедитесь в безопасном функционировании устройства и наличии надлежащих условий труда. Пожалуйста, следуйте инструкции для правильной замены частей, смена и разборка которых разрешена СЛУЖБОЙ СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Утилизация : ослабленные электроды могут послужить причиной неисправности монитора, а испорченные сенсоры могут привести к неправильным измерениям. Ожидаемый срок службы данного устройства - 2 года. Пожалуйста, утилизируйте аксессуары и съемные части в соответствии с правилами и принципами местного законодательства.

RU Чистка

весь блок. Для вставки обратно используйте мягкую ткань, а для дезинфекции манжеты понадобится немного спирта. После использования – Для протирания блока используйте мягкую ткань и перед тем, как убрать весь блок в сумку для хранения осуществите дезинфекцию манжеты небольшим количеством спирта. Пожалуйста, осуществляйте дезинфекцию манжеты перед использованием ее другим пациентом.

RU Что такое «систолическое» и «диастолическое» артериальное давление?

Артериальное давление называется «систолическим», когда при сокращении сердечных мышц кровь выталкивается из сердца, и кровяное давление в цикле достигает своего максимального значения. В момент расслабления сердечной мышцы кровяное давление в цикле достигает своего минимального значения и называется «диастолическим».



RU Что такое «категория стандартного кровяного давления»?

Опубликованная в 1999 году Всемирной организацией здравоохранения (WHO) и Международным обществом гипертонии (ISH) классификация кровяного давления имеет следующий вид:



ВНИМАНИЕ

Только доктор может назвать нормальный для вас диапазон артериального давления. Пожалуйста, обратитесь к врачу, если результат измерений находится за границами диапазона. Пожалуйста, не забывайте, что только врач может определить опасность значения вашего артериального давления.

Давление (мм ртст)/Уровень	Оптимальное	Нормальное	Повышенное нормальное	Мягкая	Умеренная	Тяжелая
САД	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
ДАД	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

RU Детектор Нерегулярного Сердцебиения

Этот прибор для измерения артериального давления оснащен умной функцией Детектора Нерегулярного Сердцебиения (ДНС). Во время каждого измерения это устройство фиксирует интервалы сердечных сокращений и подсчитывает стандартное отклонение. Если вычисленное значение выше 15ти или ниже 15ти, тогда при выводе устройством результатов измерений на экране загорится значок ДНС.



ВНИМАНИЕ

Появление значка ДНС означает, что во время измерения было зафиксировано нерегулярное сердцебиение и последовательное нерегулярность импульса. Обычно это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной для беспокойства. Однако, если значок появляется часто, советуем вам обратиться к доктору. Пожалуйста, не забывайте, что данное устройство не подходит для обследования сердца, но может послужить для выявления нерегулярности импульса на ранних стадиях.

RU Причины колебаний артериального давления в течение дня?

1. Индивидуальное кровяное давление изменяется в течение дня, в то же время, оно может зависеть от крепления манжеты и вашего положения при измерении.
2. Изменения артериального давления значительней, если человек принимает лекарства.
3. Перед следующим измерением необходимо подождать 4-5 минут.

RU Почему измеренное в больнице давление отличается от измеренного дома?

Вследствие погоды, настроения, активности и т.д. в течение 24 часов кровяное давление разное, в частности, больничные «белые халаты» делают результаты намного выше, чем дома.

RU Необходимо ли делать измерения на правом запястье для того, чтобы получить одинаковый результат?

Подходят оба запястья, однако, для разных людей некоторые результаты будут разными, поэтому советуем всегда проводить измерения на одном и том же запястье.

Что необходимо принять во внимание при осуществлении измерений дома:
Правильно ли закреплена манжета. Манжета не должна слишком сжимать или сидеть слишком слабо. Прикреплена ли манжета к запястью. Чувствуете ли вы себя плохо при сжатии. Перед началом измерения полезно сделать 2-3 глубоких вдоха. Рекомендация: в течение 4-5 минут побудьте в состоянии умиротворения.



Этот раздел включает в себя список сообщений об ошибках, с которыми вы можете столкнуться при использовании прибора для измерения артериального давления, а также наиболее часто задаваемые вопросы.

ПРОБЛЕМА	ПРИЗНАК	ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ЭТО	РЕШЕНИЕ
Прибор не включается	Изображение слишком темное или не горит	Батареи устарели/износились	Замените новыми батареями
		Батареи установлены неправильным образом	Установите батареи правильным образом.
Низкий заряд батарей	На экране появится  + Lo	Слабые батареи.	Замените новыми батареями.
Сообщение об ошибке	Надпись E 1	Манжеты не является безопасным.	Заново закрепите манжету и проведите измерения.
	Надпись E 2	Манжетка слишком жмет.	Заново закрепите манжету и проведите измерения.
	Надпись E 3	Чрезмерное давление в манжете	Расслабьтесь на некоторое время и проведите измерения снова.
	Надпись E 10 или E 11	Прибор обнаружил движение при измерении.	Движение может повлиять на верность измерения. Расслабьтесь на некоторое время и повторите измерения.
	Надпись E 20	Неправильное измерение	Расслабьтесь на некоторое время, затем измерьте снова.
	Надпись E 21		
	На экране появится EExx	Произошла ошибка калибровки.	Измерьте снова. Если проблема продолжается, обратитесь за помощью к продавцу, либо в департамент обслуживания клиентов. Для контактной информации воспользуйтесь гарантийным листом и следуйте инструкциям.

Источник питания	батареи 3V 2*AAA
Режим дисплея	Цифровой ЖК-дисплей размером 36 мм x 41 мм
Режим измерения	Осциллографический тестовый режим
Диапазон измерений	Давление: 0 кПа-40 кПа (0 мм рт.ст.-300 мм рт.ст.) Значение пульса: (40-199) удар/минута
Точность	Давление: В пределах + 0,4 кПа (3 мм рт.ст.) при 5°C - 40°C В пределах + 0,7 кПа (5 мм рт.ст.) при 0°C - 45°C (за пределами 5°C - 40°C) Значение пульса: + %5
Нормальные условия эксплуатации	Температура : от 5°C до 40°C Относительная влажность < %85 Атмосферное давление: от 86 кПа до 106 кПа
Условия хранения и транспортировки	Температура :от -20°C до 60°C Относительная влажность %10-%93 Атмосферное давление: 50-106 кПа
Диапазон измерения запястья	Около 13,5 см~19,5 см
Собственный вес	Около 105 г. (Без сухих батареи)
Внешние размеры	Около 80*65*22 мм
Аксессуары	батарея 2*AAA, руководство пользователя
Режим работы	Непрерывная работа
Степень защиты	Прикладная часть типа BF
Классификация IP	IP22
Версия программного обеспечения	V01
Классификация прибора	Оборудование МЕ, работающее встроено

RU Соблюдается Список европейских стандартов

Управление рисками	EN/ISO 14971:2007
Маркировка	EN 980:2008
Руководство пользователя	EN 1041:2008
Общие требования безопасности	EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010
Общие требования к приборам измерения неинвазивного артериального давления	EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004
Электромагнитная совместимость	EN 60601-1-2:2007/AC:2010

KU Agahiyêñ Ewlehiyê

Divê nişanên li jêr, di rêbera bikaranînê de, li ser etiketê an ji li ser parçeyên din hebin. Ev standart e û şertê bikaranînê ye.

	Nişana "DİVÊ RÊBERA BIKARANÎNÊ BÊ XWENDIN"		
	Nişana "Lİ GOR RÊWERZA PÊDIVIYÊN AMÛRÊN BIJİŞKÎ YA 93/42/AT GUNCANDIYÊ"		Nişana "PARASTINA XWEZAYÊ/HAWIRDORÊ – Amûrên bi elektrik ên xurde, divê bi avetiyan malê re neyên avetiin. Yen xurde, ji kerema xwe re bibin navendên paşveguherandinê êñ li damezranan. Bi nûnerê herêmê re an bi bayî re daxuyannameya paşveguherandinê venêran bikin."
	Nişana "HILBERÎNER"		Nişana "DI YEKİTİYA EWRÜPA DE NÜNERÊ DESTÜRMEND"
	Nişana "HEJMARA RÊZEYÊ"		"ÜRETİM TARİHİ" sembolü
	Nişana "HERKA RAST"		



BALDARÎ

Beriya hûn amûrê bikarbinin, ji kerema xwe re rôberê ji seri heta dawî bi baldarî bixwînin.

Ev amûr bitenê jibo bikaranîna ji aliye berdaran ve hatiye hilberandin. Ev amûr jibo pîvandin û şopandina tansiyona arteriyel ya non-invazif hatiye séwirandin. Pîvandinê bitenê ji zêndê bikin û amûrê bitenê jibo bidestxistina nirxa tansiyonê bikarbinin. Kirriya "şopandina xwe bi xwe" bi "nasandina/teşhîskirina xwe bi xwe" re nekin weke hev. Ev yekê/unite, şopandina tansiyona we dabîn dike. Ji kerema xwe re bitenê dermankirînê ji aliyebijîskê we ve hatine pêşînyâkirin bidin destpêkirin an bidawirkirin. Ger hûn derman bikartîn, jibo diyarkirina dema herî guncaw a jibo pîvandinê, bi bijîskê xwe re bişewirin. Dermanekî we ya ji aliyebijîskê we ve habibe reçetekirin, bêyî ku hûn bijîskê xwe destûre bistinîn qet neguherîrin. Ev yekê/unite/amûr, di dema rewşen lezgini yên bijîskî an ji di dema emiliyatan di jibo şopandina berdewamî ne guncaw e. Ger pestoya kafê bi ser nirxa 40 kPa (300 mmHg) bikeve, hewaya yekeyê dê bi awayê xweber vala bibe. Ger pestoya kafê dema bi ser nirxa 40 kPa (300 mmHg) bikeve û hewaya yekeyê vala nebe wê demê kafê ji destikê jor veqetinîn û jibo rawestandina nepixandinê pêl bişkovka "DESTPEBIKE/RAWESTINE" bikin. Amûrê, li névengê ji aliye elektromanyetik ve bi hêz e; yên sînayla peyanê an ji sînayla bîlez derdasbar a bi elektrik /sînayla ragihandinê (minak: telefona destâ) radigihîne bikarneyin.

Amûr ne ekîpiman AP/APG'ê ye. Ev amûr, jibo bikaranîna wê ya di rewşa hewa (an ji okşijen, azot oksit) û têkeleke anestezik a şewatok lê li dar e de ne guncaw e. Jibo ku parçeyen wê ên biçûk, bi awayê bêhînsitandinê dikare bi aliye qırıkkê ve bêne kişandîn an ji daqurtandin bibe sedema xetereyê û mirinê, ji kerema xwe re amûrê li deren ku pitik û zarok nekaribin xwe bigîhîninê hillinîn, biparêzin. Ji kerema xwe re bitenê AKSESÜAREN ji aliye HILBERÎNER ve hatine diyarkirin/deshilatdarkirin û yên dikarin ji amûrê bêne vekirin/derkistin bikarbinin. Berevajî vê, ev, dikare bike ku amûr xesarê bibine an ji dikare jibo nexweş bikeve nañ xetereyê.


Malzemeyen kafê hatine testkirin û guncandibûna wan a li gor pêdiviyê ISO 10993-5:2009 ve ISO 10993-10:2010 hatiye destrişankirin. Ev dê nebe sedema tu reaksiyonâ alerjik ya potansiyel an ji birîndarbûna ji ber lêketinê. Hilberîner, dema daxwaza wê bê kirin jibo pêşkêş bike; divê şemayêñ dewreyan, listeya parçeyan û hwd. amade bigire.

KU Bernîşaneyê Ekrana LCD




NİŞAN	PÊNAS	RAVE
SYS	Tansiyona sistolik	Tansiyona mezin
DIA	Tansiyona diyastolik	Tansiyona biçük
Pul mln	Lêdana dil	Lêdan/xulek
Ø+Lo	Pila qels	Pila qels ù ji kerema xwe re pilan biguherin.
mmHg	Yeke	Yekeya pîvandina tansiyonê
kPa	Yeke	Yekeya pîvandina tansiyonê
MEM 88	Bîr	Dema ev nîşan dest bi vêketinê bike, encama pîvandina tê pêşandan dê ji birê bê ser ekranê.
▲	Nepixandin	Manşet/kaf bi hewayê ve tijîş dibe. ve tijîş dibe.
▼	Valakirina hewayê	Hewaya di amşetê/kafê de vala dike.
Am Pm Yr 8888	Dem	Heyv:Roj (Saet:Xulek)
NB	Navîni	Nirxa navîniya encamên pîvandinan
	Gihanek	Standarta dabeşkirina tansiyonê
♥	Bîrbira Lêdana Dil ya Bêrêkûpêk	Ji kerema xwe re jîbo agahiyêن hin zedetir li rûpel (82) Binêrin.

KU Parçeyên Amûrê



Lîsteya parçeyan:

1. Yekeya venêrana mîkro
2. Bilindker
3. Lûleya hewayê
4. Pompa
5. Valf




KU Lîste

1. Amûra tansiyonê (Handy)
2. Pîlên di mezinayıya AAA de
3. Rêbera bikaranînê

KU Pêvekirina/bicihkirina pîlan û guhertina wan

1. Devika beşa pîlan vekin.
2. Pilan li gor nişanê wan ên salisê pêvebikin/bicibikin. (Her tim pîlên ku hatine nişandayin bikarbînin: 2 pîlên yên di mezinayıya LR03 AAA de).
3. Devika beşa pîlan bigirin.



Temenê pîlan: Nêzî 58 roj

(Zerengiya pîlan: 600 mAH. Di rojê de sê (3) pîvandin bêne kirin, her pîvandin 30 çırke didome û her pêşandana encama pîvandinê bi qasî 10 çırkeyan û rojê carekî venêrana bîrê bê kirin 60 çırkeyan li ser ekranê dimîne. Herka enerjiyê; di dema girtinê de 25 uA, di ya pîvandinê de 350 mA û jibo ekrana tomaran/hilanînê 15 mA ye.

Di rewşen li jêr hatine nivisîn de pîlan biguherin:

- Ger li ser ekrana LCD + bê pêşandan.
- Ger ronahiya ekrana LCD qels/kêm be.
- Ger di dema amûr vebe de, ronahiya ekrana LCD vênekeve.




BALDARI

- Eğer cihazın bir süreliğine kullanılması mümkün değilse pilleri çıkarın.
- Eskimiş piller çevreye zararlıdır. Günlük çöple birlikte atmayın. Değilse pilleri çıkarın.
- Yerel geri dönüşüm yönelerinizi izleyerek eski pilleri cihazdan çıkarın. Değilse pilleri çıkarın.

KU Eyarkirina yekeya mêtûyê, demjimêrê û pîvandinê

Ji kerema xwe re beriya bikaranîna pêşîn, jibo hûn ji etîketkirina tomarkirinekî ya bi demxeya demê hatîye kirin bi ewle bibin, eyarê demê bikin (Navberiya Salan: 2000-2050).


1. Di dema amûr girtî be de jibo ketina eyarê [SAL]ê, heta 3 çirkeyan, bişkovka "SET (EYAR)"ê pêlêkirî bigirin.




2. Jibo guhertina hejmarê pêl bişkovka "MEM (BİR)"ê bikin. Her pêlêkirin dê weke çerxekê, hejmarê bi qasî jimareyêkî lê zêde bike.




3. Jibo erêkirina [SAL]ê pêl bişkovka "SET (EYAR)"ê bikin. Bi dû de monîtor dê bi awayê xweber bi ser eyarê [HEYV]ê û [ROJ]ê de bê zivirandin.




4. Jibo erêkirina [HEYV]ê û [ROJ]ê gava 2. û ya 3. dubare bikin.



5. Jibo erêkirina [SAET]ê û [XULEK]ê gava 2. û ya 3. dubare bikin.



6. Jibo erêkirina yekeya pîvandinê gava 2. û ya 3. dubare bikin.




7. Bi dû yekeya pîvandin hate erêkirin de, dê li ser ekrana LCD "HATE TEMAMKIRIN" bê nivîsîn /pêşandan û amûr weke xweber bê girtin.

KU Girêdana Manşetê

1. Tev akseúarên (saet, bazend/bazin û hwd.) di milê we yê çepê de jêderbixin. Ger bijîşkê we di milê we yê çepê de nasana/teşhîsa "sîrkulasyona qels" kiribe, milê xwe yê rastê bikarbînin.
2. Jibo servekirina çermê xwe, zendikên xwe hildin an jî bi aliyê piyê xwe de lêbipêçin.
3. Bi awayê ku zendê we dê li aliyê jor binêre manşetê/kafê bi zendê xwe ve bipêçin.
4. Qeraxa manşetê/kafê bi li nêzî 1-1,5 cm bicîhbikin.
5. Di navbera manşetê/kafê û çermê xwe de bi awayê bêyî ku tu navber/valahî çêbibe manşeta/kafa zendê bi milê xwe ve pipêçin. Ger manşet/kaf pirr sist be, encama pîvandinê dê ne dirust be.

- Beriya pîvandinê 5 xulekan rawestin.
- Di navbera pîvandinan de herî kêm 3 xulekan rawestin. Ev dê rê bide ku herka/gera xwîna we bikeve réya xwe.
- Jibo hevberîkirinekî bi wate, kirina di rewşen weke vê de biceribînin. Weke mînak, li ser heman mili, li nêzî heman demê an jî weke ku ji aliyê bijîşk ve hatiye nîşandan, pîvandinan rojane bikin.




KU Destpêkirina Pîvandinê

- Bi dû bicihkirina kafê ya birêkûpêk, jibo vekirina monitorê pêl "DESTPÊK/RAWESTIN"ê bikin û ev dê karê pîvandinê weke xweber bide temamkirin.




Eyarê bînin ser sifirê.



Nepixandin û pîvandin.



Encama pîvandinê bidin pêşandan û hilinin.




- Jibo girtina monîtorê pêl bişkovka "DESTPÊK/RAWESTIN"ê bikin. Berevajî vê, di nav 1 xulekî de monîtor dê bê girtin.




KU Pêşandana Tomaran

1. Jibo gihiştina bîrê pêl bişkovka "MEM (BİR)"ê bikin. Monitor dê pêşandana nirxa navînî ya sê pîvandinên herî dawî bike.



2. Bi dû de pêl bişkovka "MEM/UP (BİR/JOR)"ê bikin, monitor dê pêşandana tomara herî dawî bike. Jibo xebitandina bi dorê ya tomarên pîvandinên berê, pêl bişkovka "MEM/UP (BİR/JOR)"ê an jî bişkovka "SET/DOWN (EYAR/JÉR)"ê bikin. Jibo çûna bi pêş ve pêl bişkovka "MEM/UP (BİR/JOR)"ê, jibo vegera bi paş ve pêl bişkovka "SET/DOWN (EYAR/JÉR)"ê bikin.



Mêjû û demjimêra tam ya pîvandinê, dê weke alternatif bê pêşandan.




BALDARI

Tomara herî dawî di rêza pêşî (1.) de tê pêşandan. Her pîvandina nû li rêza pêşî (1.) tê tomarkirin. Tev tomarên din jimareyekî bi paş ve têne avêtin (Mînak: jimare "2" dê bibe "3").

KU Jêbirina Tomaran

Dema we pîvandina rast nekarî bidestbixin, bi şopandina kîraren li jér, hûn dikarin tev encaman jêbibin.

1. Dema monîtor girtibe, bi qasî 3 çîrkeyan bişkovka "MEM (BÎR)"ê pêlêkirî bigirin.




2. Dema li ser ekran LCD "DEL ALL (TEVAN JÊBIBE)" vêkeve vemire, jibo erêkîrina kirarıya jêbirinê pêl bişkovka "SET (EYAR)"ê bikin. Li ser ekranê, weke nîşana bidawîbûna kirariya jêbirina bîrê, dê "DEL DONE (JÊBIRIN XELAS BÛ)" bê pêşandan.



3. Ger hûn bixwazin ku ji kirariya jêbirinê bibihurin, jibo girtina monîtorê pêl bişkovka "DESTPÊK/RAWESTIN"ê bikin.



4. Dema di bîrê de cih nemîne, ger hûn jibo raçavkirina pîvandinê li paşerojê pêl bişkovka "MEM (BÎR)"ê bikin, li ser ekran LCD dê wêneyê li aliyê rastê ye bê pêşandan.



KU Kurte-agahiyêن Pîvandinê

Pîvandin, ger di rewşen ku li jér hatine ravekirin de bêne kirin, dikare bibe sedema şâsiyê.



Bi dû xwarina êvarê/şivê de an ji bi dû vexwarina hin
vexwarinên din de, di nava 1 saetê de



Pîvandina bi dû çayê,
kahveyê û cigareyê de



Bi dû serşustinê de, di nava
20 xulekan de



Di dema hûn diaxivin de an
ji tiliyên xwe bilebitînin de



Li nêvengeki pirr sar



Ger pêdiviya we bi avrêjê re hebe



KU Lênerîn

Jibo bidestixtina performansa herî biserketî, ji kerema xwe re rîwerzêñ li jêr hatine nîşandan bîşopînin.



Daynin dereki ziwa û ji tavê biparézin



Jibo nekeve nav avê, wê biparézin. Ger bikeve nav avê, bi paçeki hêwî pak bikin



Ji hejandinê û lihevqelibandinê biparézin



Ji nîvenga bi toz û ji germayiya guherbar ya dorhêlê biparézin



Jibo pakkirina wê ya ji qirêjê, paçeki hinek hêwî bikarbinin



Manşetê tu car neşon

Ji kerema xwe re pê bi bawer bin ku amûr bi awayekî bi ewle dixebite û di rewşeke li gor xebata/xebitandina wê guncaw de ye.

Ji kerema xwe re, ji aliyê PERSONELÊ SERVİSA HILEBERÎNER ve jibo parçeyên ku bi hev re dikarin bêne guhertin an ji dikarin jê bêne vekirin/derxistin, bi awayeke rast bêne guhertin, rîwerzan bîşopînin.

Tunekirin: Elektrotêñ hatine sistkirin, dikarin bibin sedema vebûna monîtorê; sensorên xerabûyi ji dikarin bibin sedema pîvandina şâş. Temenê vê yekeyê yê jê tê hêvíkirin 2 sal in. Ji kerema xwe re AKSESÜARAN û parçeyên dikarin bêne vekirin/derxistin, li gor rîwerzêñ herêmî tune bikin.

KU Pakkirin


Beriya bikaranînê – Tev yekeyê/amûrê bi giştî derbixin der. Jibo pakkirina qirêjiyê paçeve nerm bikarbînin û jibo dezenfektekirina kafê hinek alkolê li ser bipeyikînin.

Bi dû bikaranînê de - Jibo pakkirina qirêjiyê paçeve nerm bikarbînin û beriya hûn tev yekeyê/amûrê bi giştî bixin çanteyê wê yê hilanînê jibo dezenfektekirina kafê hinek alkolê li ser bipeyikînin.

Ji kerema xwe re beriya hûn li ser nexweşekî din bipeyikînin, kafê her tim dezenfekte bikin.

KU Pestoya sîstolîk û ya diyastolîk ci ye?

Dema "ventrikul" teng dibin û bi aliye der ve têne pompakirin, pestoya xwînê digihîje nirxa xwe ya herî bilind ya di fetlê de û ji vê re weke "pestoya sîstolîk" tê gotin. Dema Ventrikul fireh dibin, pestoya xwînê dadikeve nirxa xwe ya herî kêm ya di fetlê de û ji vê re ji weke "pestoya diyastolîk" tê gotin.




KU Kategoriya tansiyona standart ci ye?

Dabeskirina tansiyonê ya di sala 1999'an de ji aliye Rêxistina Tenduristî ya Cihanê (RTC) û Komeleya Hîpertansiyonê ya Navneteweyî (KHIN) ve hatiye weşandin weke li jêr hatiye nivîsin e:



BALDARI

Bitenê bijîşkeki/ê dikare navberiya tansiyona we ya asayı ji we re bibejê. Ji kerema xwe re, ger nirxa pîvandina tansiyona we li der navberiya asayı de be, seri li bijîşkeki bidin. Ji kerema xwe re jîbir nekin ku bitenê bijîşkê we dikare ji we re bibejê nirxa tansiyona we gihişte asteke xetereyê.



Tansiyon (mm Hg) / Rade/Ast	Optimal	Norm		Hipertansiyon		
		G1	G2	G3		
SİS	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
DİY	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

KU Bîrbira Lêdana Dil ya Bêrêkûpêk

Ev amûra tansiyonê, bi Bîrbira Lêdana Dil ya Bêrêkûpêk (BLDB) a bi aqil ve hatiye arastin. Di dema her pîvandinê de, ev amûr, navberiyên lêdanên dil tomar dike û jirêderketina standart dihesibîne. Ger nirxa hate hesibandin ji 15'an zêdetir be an beramberê wê be, dema encama pîvandinê bê pêşandan, li ser ekranê, dê nîşana (BLDB) vêkeve.



BALDARI

Xuyakirina nîşana (BLDB)'ê tê wateyâ ku di dema pîvandinê de lêdana dil ya bêrêkûpêk a havigirtî hatiye destrişankirin. Bi giştî ev ne sedema hizre ye. Lê ku nişan gelek caran bê ditin, em peşniyar dîkin ku hûn seri li bijîşkê xwe bidin. Ji kerema xwe re jîbir nekin ku amûr cihê muayeneyê/venêrinê nagire. Lê belê jîbo destrişankirina bêrêkûpêkiya lêdana dil ya di gîhanekî zû de xizmetê dike.

KU Tansiyona min di seranserê rojê de çîma dadikeve û hildikişe?

1. Pestoya xwînê ya takekesî, di seranserê rojê de diguhere; di heman demê de li gor girêdana kafê û pozisyonâ we ya pîvandinê jî bandor lê dibe. Ji ber vê yekê, pîvandinan di heman rewşê de bikin.
2. Ger ew kes derman vexwe, guherînên pestoyê dê hê mestir bin.
3. Jibo pîvandinekî din bi qasî 4-5 xulekan rawestin.

KU Pîvandina ku ez li nexweşxaneyê didim kirin çîma ji ya ku ez li malê dikim cuda ye?

Tansiyona we ji ber rewşa hewayê, hest, fêrdarî û hwd. di seranserê 24 saetan jî cuda ye. Bi taybetî jî sendroma "berdilka spî" ya li nexweşxaneyan, tansiyonê ji yên li malê têne pîvandin hê zêdetir dike.

KU Jibo heman encam bê bidestxistin, pîvandin gelo ji heman milî divê bê kirin?

Her du mil jî guncaw e; lê belê jibo kesekî cuda hin encam dê cuda bin. Ji ber vê yekê em pêşniyar dikin ku pîvandinê her tim hûn ji milekî bikin.

Di dema pîvandina tansiyonê li malê bê kirin de baldariyên pêwîst:

Kaf bi awayê birêkûpêk hatiye girêdan an na.

Bi awayê nerihet hûn bandora pestoya xwîna xwe hîs dikin an na.

Beriya hûn dest bi pîvandinê bikin, 2-3 caran

bêhnstendina kur dê baş be.

Pêşniyar: Heta hûn xwe aram bikin,

4-5 caran xwe lê biceribînin.



Ev beş, lîsteyekî di derheq amûra we ya tansiyonê de pirsgirêkên ku hûn dikarin bi wan re rûbirû bimînin, pirsên gelek caran têne pirsin û peyamên şâsiyê dihewîne. Ger hûn bifikirin ku amûr ne li gor xebitîna pêwîst dixebite, beriya hûn bîbin servisê, li gor vê lîsteyê venêran bikin.

PIRSGIRÉK	NÎŞANE	VÊ VENÉRAN BIKIN	ÇARESERÎ
Amûr venabe	Dîmen temir-andiye an jî ronahî vênamekeve	Pîl kevn bûne/meht bûne Pîl bi awayê şâş hatine bicihkîrin.	Bi pîlên nû re biguherin. Pîlan bi awayê rast pêvebikin.
Pîlên Qels/Kêm-hêz	Li ser ekranê dê +Lo bê pêşandan	Pîl qels in.	Bi pîlên nû re biguherin.
Peyama şâsiyê	Dê "E 1" bê pêşandan.	Kaf, birêkûpêk nehatiye pêvekirin/girêdan	Kafê ji nû ve pêvebikin û bi dû de pîvandinê dubare bikin.
	Dê "E 2" bê pêşandan.	Kaf pirr şidiyyayî ye.	Kafê ji nû ve pêvebikin û bi dû de pîvandinê dubare bikin.
	Dê "E 3" bê pêşandan.	Pestoya kafê ji têra xwe pirr zêde ye.	Bi qasî demeke kurt wê sist bikin û bi dû de pîvandinê dubare bikin.
	Dê "E 10" an jî "E 11" bê pêşandan.	Amûr, dema pîvandinê dike, tevgerek/lebatek destnîşan kir.	Tevger/lebat, dikare bandoreke neyêni li rastiya pîvandinê bike. Bi qasî demeke kurt wê sist bikin û bi dû de pîvandinê dubare bikin.
	Dê "E 20" bê pêşandan. Dê "E 21" bê pêşandan.	Pîvandina bi awayê şâş	Bi qasî demeke kurt wê sist bikin û bi dû de pîvandinê dubare bikin.
	Li ser ekranê dê "Eexx" bê pêşandan.	Şâsiyeke kalibrasyonê pêk hat.	Pîvandinê ji nû ve bikin. Ger pirsgirêk bidome, jîbo aîkariya hê zêdetir bi bayî re an jî departmana/beşa me ya "xizmetê kiriyanar" re bikevin têkiliyê. Jîbo agahiyyen têkiliyê, serî li garantîyê bidin û rîwerzan bici-hbînin.

Çavkaniya hêzê	2 Pilên AAA 3V
Moda ekranê	Mezinayıya ekrana LCD a dijital: 36 mm x 41 mm
Moda pîvandinê	Moda ceribandinê ya osilografik
Navberiya pîvandinê	Pesto: 0 kpa-40 kpa (0 mmHg-300 mmHg) Nirxa Lêdana Dil: (40-199) lêdan/xulek
Dirustî	Pesto: Di nav + 0,4 kpa (3 mmHg) de 5°C-40°C Di nav + 0,7 kpa (5 mmHg) de 0°C-45°C (5 °C-40°C li der) Nirxa Lêdana Dil: + %5
Rewşen xebitîna asayı	Germaniyî: 5°C û 40°C Hêwiya rolatif < %85 Pestoya Atmosferik: 86 kPa û 106 kPa
Rewşen hilanîn û barkirinê/ hilgirtinê	Germaniyî: -20°C ila 60°C Hêwiya rolatif: %10-%93 Pestoya Atmosferik: 50-106 kPa
Dorfirehiya pîvandinê ya mil	Li nêzî 13.5 cm~19,5 cm
Giranî	Li nêzî 105 g (Ji bilî pilên ziwa)
Mezinayıya ji der ve	Li nêzî 80*65*22 mm
Aksesûar	2 pilên AAA, Rêbera Bikaranînê
Moda Xebitînê	Xebitandina berdewamî
Asta Parastinê	Parçeyê bi peyikandina di tîpa "BF" de
Dabeşkirina IP'ê	IP22
Versiyona Nivîsana Jimarî	V01
Dabeşkirina Amûrê	Ekipmana "ME" ya bi awayê daxili dixebite.

KU Listeya Standartên Lihevhatî ên Ewrûpa

Birêvebirina Xetereyê	EN/ISO 14971:2007
Etiketkirin	EN 980:2008
Rêbera Bikaraninê	EN 1041:2008
Pêdiviyêن Giştî yên Ewlehiyê	EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010
Pêdiviyêن Giştî yên Amûrêن Pîvandîna Tansiyonê ên Non-Învazîf	EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004
Lihevhatibûna Elektromanyetîk	EN 60601-1-2:2007/AC:2010

يجب أن تتوارد الإشارات الواردة أدناه في الدليل واللصاقات والقطع الأخرى. هذه الإشارات هي معيارية ومن شروط الاستخدام.

	رمز " يجب قراءة دليل الاستخدام "		
	رمز " متوافق مع متطلبات التوجيهات الخاصة بالأجهزة الطبية AT/٤٢٩٣ " ١٩٨٤		رمز " حماية البيئة - يجب عدم التخلص من النفايات الكهربائية مع النفايات المنزلية. يرجى وضعها في الأماكن المخصصة حيث تتوارد منشآت إعادة التدوير. راجع بيانات إعادة التدوير مع الوكيل أو الموزع المحلي " ١٩٨٤
	رمز " الرقم التسلسلي "		رمز " التيار الكهربائي الصحيح "
	رمز " القطع المتفاقة مع تطبيقات نوع BF"		رمز " تاريخ الإنتاج "
	رمز " الممثل المفوض في المجموعة الأوروبية "		

تنوية



يرجى قراءة هذا الدليل بعناية بشكل كامل قبل البدء باستخدام المنتج. إن الجهاز مخصص من أجل استخدام من قبل البالغين فقط. يجب قياس ومرافقة الضغط الشرياني الغير غازي. يجب قياس الضغط بواسطة الجهاز عبر المعصم قفلاً و يجب استخدام الجهاز من أجل قياس الضغط فقط. يجب عدم أخذ أي قياس من الضغط بفعل الشخص ذاتي. يقدم هذا الجهاز إمكانية مرافقة الضغط عندك. يرجى الالتزام بخطه العلاج الطبي الموضوع من قبل الطبيب حتى النهاية. يرجى في حال تقارب الهواء استشارة الطبيب لمعرفة أفضل الأوقات المناسبة لعملية القياس. احرص على عدم تبديل أي دواء دون استشارة الطبيب المعالج.

إن الجهاز غير مناسب لاستخدام في الحالات الطبية العاجلة أو من أجل مرافقه المستمرة خلال العمليات. في حال تجاوز الضغط في رباط المعصم القيمة 40 كيلو باسكال (300 ملم زئبقي) فإن الهواء سوف ينثأ أو تؤمكيا من الرباط وفي حال عدم تفرغ الهواء رغم تجاوز قيمة الضغط في الرباط القيمة 40 كيلو باسكال (300 ملم زئبقي) يجب نزع الرباط فوراً ويفقد النفع بالضغط على زر تشغيل / إيقاف في الجهاز.

لا يستخدم الجهاز تحت ظروف تداخل الإشارات أو بالقرب من الأجهزة الكهربائية التي تنشر مجال كهرومغناطيسي على مثل الهواقق الفنالة.

إن الجهاز ليس من معدات أي بي. أي بي. جي. إن الجهاز غير مناسب لاستخدام في وسط يحتوي على مزيج من الهواء (أو الأوكسجين أو أكسيد الأزوت) مع المواد المخربة الفاتحة للاشتعال.

إن الجهاز ليس آداة بريد عاجل / إرسال بريد عاجل. يجب عدم استخدام الجهاز في وسط يحتوي على مزيج من الهواء (أو الأوكسجين أو أكسيد الأزوت) مع المواد المخربة الفاتحة للاشتعال.

احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال لأن إلقاء القطع الصغيرة خطراً جداً قد يؤدي إلى الوفاة. يرجى استخدام الإكسسوارات والقطع القابلة للفك الأصلية الموصى بها من قبل المنتج أو الوكيل. أذكّر يوماً عدم الالتزام بذلك إلى تضرر الجهاز أو تشكيل خطأ على المستخدم أو المريض.

تم فحص مواد رباط المعصم وتم التأكد من مطابقتها للمتطلبات أيزو 10993 - 5 - 2009 وإيزو 10993 - 10 - 2010. لا يتشكل رباط المعصم سبباً لرد فعل تحسسي من قبل الجسم ولا يسبب أي جروح تنتج عن استعماله.

سيقوم المنتج عند الطلب بتوفير مخطط الدارات وقائمة المكونات وما شابه.




الرمز	التعريف	الشرح
SYS	الضغط الانقباضي	الضغط الكبير
DIA	الضغط الانبساطي	الضغط الصغير
Pul min	سرعة النبض	نبضة / الدقيقة
Lo+Lo	بطارية منخفضة	يجب استبدال البطارية بسبب انخفاض قوتها
mmHg	الواحدة	واحدة قياس الضغط
kPa	الواحدة	واحدة قياس الضغط
MEM 88	الذاكرة	عندما يبدأ هذا الرمز بالإضاءة فهذا يعني بأنه يمكن اخراج نتيجة القياس
▲	النفخ	تعينة رباط المقصم بالهواء
▼	افراغ الهواء	تفريغ الهواء من رباط المقصم
AM PM Yr DM MD 8888	الزمن	الساعة : الدقيقة (اليوم - الشهر / السنة)
Avg	المتوسط	القيمة المتوسطة لنتائج القياسات
—	الدرجة	معيار تصنيف الضغط
Heart	حساب النبض الغير منتظم للقلب	يرجى الاطلاع على S من أجل الحصول على معلومات أكثر ٩٩



قائمة الأقسام


- وحدة التحكم الميكروي
- مكير
- أنبوب الهواء
- المضخة
- صمام
- رباط المعصم (قطعة متوافقة مع تطبيقات BF)
- حجرة البطارية



AAA، بطاريتين قياس

- جهاز الضغط
- دليل الاستخدام

1. افتح غطاء حجرة البطاريات
2. ركب البطاريات وفق إشارات الأقطاب (اختر داغما النوع الموصى به من البطاريات : بطاريتي نوع R03 قياس AAA)
3. أغلق غطاء حجرة البطاريات



عمر البطاريات : 58 يوم تقريريا

(سعة البطارية : 600 ملي أمبير ساعة . في حال القيام بثلاث عمليات قياس في اليوم فان مدة كل عملية قياس هي 30 ثانية ومدة عرض نتيجة القياس على الشاشة 10 ثواني ومدة حفظ البيانات في الذاكرة يوميا في حال القيام بعملية حفظ واحدة في اليوم 60 ثانية فان قيمة تيار الإغلاق هي 25 ميكرو أمبير وقيمة تيار القياس 350 ملي أمبير وقيمة تيار شاشة حفظ البيانات في الذاكرة هي 15 ملي أمبير)

قم باستبدال البطاريات في الحالات التالية :

- في حال ظهور + L0 في الشاشة
- في حال بهوت إضاءة الشاشة
- في حال عدم إضاءة ضوء الشاشة عند تشغيل الجهاز

تنوية

يجب اخراج البطاريات في حال عدم استعمال الجهاز لفترة معينة
ان البطاريات القديمة ضارة بالبيئة . لا تقم برميها مع النفايات المنزلية
تخلص من البطاريات حسب تعليمات اعادة التدوير المحلية

-
-
-


ضبط التاريخ والساعة وواحدة القياس

AR

يرجى عند الاستخدام لأول مرة ضبط التوقيت في الجهاز من أجل ضمان تسجيل تاريخ وتوقيت نتائج القياسات. (مجال السنوات : 2010 - 2050)



1. اضغط والجهاز مغلق على زر ”SET“ أو ضبط ” باستمرار مدة 3 ثواني.




2. من أجل تغيير الرقم اضغط على زر ”MEM“ أو الذاكرة“. سوف يزداد الرقم
درجة واحدة في كل ضغطة.




3. اضغط على زر ”SET“ أو ضبط ” من أجل تثبيت الرقم الدال على السنة. ستنتقل
الشاشة بعد ذلك إلى ضبط ”الشهر“ و ”اليوم“ بشكل أوتوماتيكي.


4. من أجل تثبيت قيم "الشهر" و "اليوم" كرر الخطوات 2 و 3



5. المرحلة 2 المراحل 3 وكرر وافق [ساعات] و [دقيقة].




6. من أجل تثبيت واحدة القياس كرر الخطوات 2 و 3




7. بعد تثبيت واحدة القياس سوف يتم كافة التعديلات التي قمت بها على الشاشة ويتم غلق الجهاز بشكل أوتوماتيكي.

1. انزع كافة الاكسسوارات الموجودة في المعصم الأيسر (الساعة والأساور وما شابه). في حال تشخيص الطبيب وجود دورة دموية ضعيفة في المعصم الأيسر قم باستخدام المعصم الأيمن.
2. ارفع أكمام الألبسة إلى الأعلى لكشف المعصم.
3. ركب رباط المعصم بحيث يكون كف اليد متوجهاً نحو الأعلى.
4. بعد نقاط الرباط مسافة 1 - 1.5 سم عن اليد.
5. ركب الرباط على المعصم دون ترك أي فراغ بينه وبين جلد المعصم. ففي حال كان رباط المعصم رخوا فإن نتيجة القياس لن تكون صحيحة

- استريح لمدة 5 دقائق قبل البدء بالقياس
- انتظر فترة 3 دقائق على الأقل بين عملية قياس وأخرى. إذ يساعد ذلك في انتظام الدورة الدموية
- حاول القياس بعمليات القياس في نفس الشروط من أجل القيام بعمليات مقارنة صحيحة. مثلاً قم بعملية القياس على نفس المعصم في نفس التوقيت أو بنفس الشكل الذي أوصى به الطبيب دائمًا.




1. بعد تركيب رباط المعصم بشكل صحيح اضغط على زر "START" أو تشغيل " من أجل تشغيل الشاشة. وهذا العمل كافي لبدء وإتمام عملية القياس بشكل كامل.



اضبط على الصفر




النفخ والقياس




قم بعرض نتائج القياس وتسجيله

2. اضغط على زر "STOP" أو إيقاف " من أجل إغلاق الشاشة. وإن فان الشاشة سوف تغلق أتوماتيكيا بعد دقيقة واحدة (1).





1. اضغط على زر ”MEM“ أو الذاكرة ” من أجل الوصول الى الذاكرة. سوف تعرض الشاشة متوسط آخر ثلاث عمليات قياس



2. اضغط بعد ذلك على زر ”MEMUP“ أو الذاكرة نحو الأعلى ” سوف تعرض الشاشة نتيجة آخر عملية قياس. من أجل عرض بيانات القياسات السابقة ضغط على زر ”MEMUP“ أو الذاكرة نحو الأعلى ” أو على زر ”SET/DOWN“ أو الضبط / نحو الأسفل ”. من أجل التقدم نحو الأمام اضغط على زر ”MEMUP“ أو الذاكرة نحو الأعلى ” ومن أجل الرجوع الى الخلف اضغط على زر ”SET/DOWN“ أو الضبط / نحو الأسفل ”.






يتم عرض ساعة وتاريخ القياس مع النتائج.

نتويه

يتم عرض نتائج آخر عملية تسجيل في السطر الأول. ويتم وضع كل عملية تسجيل جديدة في السطر الأول ويتم تأثير كل القياسات السابقة سطرا واحدا (مثلا يصبح السطر 2 السطر 3 وهكذا) ويتم حفظ عملية التسجيل الأخيرة (60).

في حال عدم الحصول على نتائج قياس صحيحة يمكنكم من خلال إتباع الخطوات التالية حذف كافة نتائج القياسات المسجلة :



في حال إجراء القياس في الحالات المبينة أدناه تكون عملية القياس خاطئة.



بعد تناول القهوة أو الشاي أو التدخين
مباشرة



خلال ساعة من تناول العشاء أو تناول
شراب معين



عند التحدث أو تحريك الأصابع



خلال 20 دقيقة بعد الاستحمام




في حال حصر البول



في جو بارد جداً

يرجى الالتزام بالتعليمات الواردة أدناه من أجل الحصول على أفضل أداء.



يرجى قبل البدء باستعمال القطع القابلة للتبديل بشكل صحيح اتباع التعليمات الموضحة من قبل "عنصر الصيانة" التابع للجهة المنتجة.

يرجى من أجل استبدال الكترونات المترتبة عطلاً في الشاشة كما تسبب الحساسات المعلقة خطأً في عملية القياس، ان العمر المفترض لهذا الجهاز هو سنتين. يرجى إتلاف الإكسسوارات وفق التعليمات المحلية الخاصة بالقطع القابلة للفك.

التنظيف AR

قبل الاستخدام: اخرج الجهاز بأكمله الى الخارج. استخدم قطعة قماش ناعمة من أجل تنظيف الأوساخ واستخدم بعض من الكحول من أجل تعقيم رباط المغصّم.

بعد الاستخدام: استخدم قطعة قماش ناعمة من أجل تنظيف الجهاز وقم بتعقيم رباط المغصّم باستخدام بعض الكحول قبل وضع الجهاز بأكمله في حقيبة الحفظ.

يرجى قبل استخدام الجهاز من قبل مريض آخر تعقيم رباط المغصّم داغاً.


ما هو الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي؟ AR



عندما يتقلص البطين يتم ضخ الدم إلى الخارج ويأخذ ضغط الدم أعلى قيمة له خلال الدورة الدموية ويسمى هذا الضغط بالضغط الانقباضي. وعندما يرتخى البطين يأخذ ضغط الدم أدنى قيمة له خلال الدورة الدموية ويسمى هذا الضغط بالضغط الانبساطي

ما هو مجال الضغط الطبيعي؟ AR

ان التصنيف الذي نشرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جمعية ارتفاع ضغط الدم الدولية لضغط الدم عام 1999 هو كالتالي :



شديد	متوسط	خفيف	طبيعي - عالي	طبيعي	متاثل	الضغط (ملم زنقي) / المستوى
<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180	الضغط الانقباضي
<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110	الضغط الانبساطي

حساس النبض الغير منتظم AR

لقد زود جهاز الضغط بحساس ذكي لاستشعار النبض الغير منتظم للقلب. يقوم الجهاز في كل عملية قياس بتسجيل الفترات الفاصلة بين النبضات ويعحسب الانزياح للمعياري فيها. فإذا كانت قيمة الانزياح أكبر أو يساوي 15 فإن الجهاز يعرض النتيجة وبصمة رمز عدم الانتظام في النبضات.

تحذير

ان إضافة رمز النبض الغير منتظم خلال عملية القياس يعبر عن اكتشاف عدم انتظام في ضربات القلب. ان ظهور هذه الحالة لا يشكل سبباً للقلق ولكن ظهوره بشكل متكرر يوصي باستشارة الطبيب. يرجى عدم النسيان بأن الجهاز لا يحل محل المعاينة القلبية، ولكنه يساعد في اكتشاف المبكر لحالة عدم الانتظام في ضربات القلب.

لماذا تتغير قيمة الضغط خلال ساعات اليوم؟ AR

1. يتغير ضغط الدم عند الفرد خلال ساعات اليوم كما أن هذه القيم تتأثر بكيفية تركيب رباط المعصم ووضعية القياس، لذلك يجب اجراء القياسات تحت نفس الشروط
2. في حال تناول الدواء فإن تغيرات الضغط تكون أكبر
3. يجب الانتظار 4 - 5 دقائق على الأقل من أجل عملية القياس التالية

لماذا تختلف نتيجة قياس الضغط في المستشفى عن نتيجة القياس في المنزل؟ AR

ان قيمة الضغط تختلف خلال ساعات اليوم بسبب الظروف الجوية أو المشاعر أو الحركة وما شابه، وخاصة في المستشفى فان تأثير "السترات البيضاء" يجعل نتيجة القياس أكبر من المنزل

هل يجب القياس من خلال الذراع اليمنى من أجل الحصول على نفس النتائج؟ AR

ان كلتا الذراعين مناسبتان من أجل عملية القياس. ولكن قد تظهر بعض الفروق باختلاف الأشخاص. ولذلك يجب الالتزام بنفس الذراع من أجل عمليات القياس المتكررة.

ما يجب الانتباه اليه عند قياس الضغط في المنزل :
الانتباه الى تركيب رباط المعصم بشكل صحيح
الانتباه الى عدم كون رباط المعصم ضيقاً جداً او رخواً جداً
الانتباه الى كون رباط المعصم مركباً على الذراع أم لا
الانتباه فيما اذا كنتم تحسون بارتفاع الضغط أم لا
من المفيد التنفس بعمق مررتين أو ثلاثة قبل البدء بعملية القياس
توصية : انتظروا 4 - 5 دقائق حتى تتعودوا على الجهاز وتهداً أصابعكم



يحتوي هذا القسم على رسائل الأخطاء التي تظهر على شاشة الجهاز وكذلك قائمة بالأسئلة التي تسأل بشكل متكرر. في حال الشك بأن الجهاز لا يعمل بالشكل المطلوب قم بفحصه أولاً هنا قبل أخذة إلى ورشة الصيانة.


الحل	افحص ما يلي	الأعراض	المشكلة
استبدل البطاريات بأخرى جديدة	البطاريات قديمة / تالفة	الاضاءة باهتة أو الضوء لا يعمل	الجهاز لا يعمل
ركب البطاريات بشكل صحيح	تم وضع البطاريات بشكل خاطئ		
استبدل البطاريات بأخرى جديدة جديدة	البطاريات قديمة	ظهور  في الشاشة	انخفاض في البطارية
كون الجهاز خارج نطاق المسافة المطلوبة عن الهاتف	الكلفة ليست آمنة.	ظهور رسالة E1	
كون الجهاز خارج نطاق المسافة المطلوبة عن الهاتف	رباط المعصم ضيق جدا	ظهور رسالة E2	
فك رباط المعصم لفترة ثم أعد القياس وقم بالقياس مرة أخرى	ضغط رباط المعصم أكبر من الحد اللازم	ظهور رسالة E3	
قد تؤثر الحركة على نتيجة القياس. فك الجهاز لفترة ثم أعد القياس	اكتشاف الجهاز حركة ما أثناء القياس	ظهور رسالة E10 أو ظهور رسالة E11	رسائل الأخطاء
فك الجهاز لفترة ثم أعد القياس	قياس خاطئ	ظهور رسالة E20 ظهور رسالة E21	
أعد عملية القياس. في حال استمرار المشكلة اتصل بالوكيل أو بقسم خدمة الزبائن. من أجل الحصول على معلومات الاتصال راجع وثيقة الضمان واتبع التعليمات.	ظهور خطأ معايرة	ظهور رسالة EEXX	

بطارية 3 فولت قياس AAA عدد 2	مصدر الطاقة
شاشة ال سي دي رقمية أبعادها : 36 ملم X 41 ملم	نمط الشاشة
نمط اختبار الدبذبات	نمط القياس
الضغط : 0 كيلو باسكال - 40 كيلو باسكال (0 ملم زنقي - 300 ملم زنقي) سرعة النبض : (199 - 40) نبضة / الدقيقة	مجال القياس
الضغط : + 0.4 كيلو باسكال (3 ملم زنقي) داخل المجال الحراري 5 منوبة - 40 منوبة - 0.7 كيلو باسكال (5 ملم زنقي) داخل المجال الحراري 0 منوبة + 45 منوبة (خارج 5 منوبة - 40 منوبة)	الدقة
الحرارة : بين 5 درجات منوبة و 40 منوبة، الرطوبة النسبية \geq 85% الضغط الجوي : بين 86 كيلو باسكال و 106 كيلو باسكال	شروط العمل الطبيعي
الحرارة : بين - 20 درجة منوبة و 60 منوبة الرطوبة النسبية : بين 10% و 93% الضغط الجوي : بين 50 - 106 كيلو باسكال	شروط التخزين والنقل
تقريبا 13.5 سم - 19.5 سم	محيط المعصم
تقريبا 105 غرام (دون العلبة والبطاريات)	الوزن الصافي
تقريبا 80 * 65 * 22 ملم	الأبعاد الخارجية
بطارية AAA عدد 2، دليل الاستخدام	الإكسسوارات
عمل مستمر	نمط العمل
قطع متوافقة مع تطبيقات BF	درجة الحماية
IP22	تصنيف IP
V01	نسخة البرمجة
عنصر ME يعمل بشكل داخلي	صنف الجهاز

قائمة المعايير الأوروبية التي يتوافق معها الجهاز

EN/ISO 14971:2007	إدارة المخاطر
EN 980:2008	التوسيم
EN 1041:2008	دليل الاستخدام
EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010	متطلبات الأمان العامة
EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004	متطلبات أجهزة قياس الضغط الغير غازية
EN 60601-1-2:2007/AC:2010	التوائم الكهرومغناطيسي

نماد های زیرین باید در کتابچه راهنمای برچسب و یا قطعات دیگر وجود داشته باشد. اینها استاندارد و شرط برای استفاده هستند.

	نماد "کتابچه به کار اندازی مطالعه شود"		نماد "حفظت محیط زیست - قراضه های دستگاه های الکتریکی نباید در زباله های خانگی ریخته شود. لطفاً در امکنی که بازیافت انجام پذیر است این قراضه ها را بازیافت کنید. همراه با مسؤولین محلی و یا توزیع کننده اعلام بازیافت را کنترل نمایید."
	نماد "تولید کننده"		نماد "جربان مستقیم"
	نماد "شماره سریال"		نماد "تاریخ ساخت"
	نماد "قطعات اعمالی نوع"		

دقّت:



این دستگاه برای اندازه گیری فشار خون سرخرگی بطور غیر نفوذی و برای تعقیب های بعدی فشار خون طراحی شده است. فقط از مج نست سنجش کنید و فقط برای به نست اوردن فشار خون استفاده کنید.

تمثیل به نظرارت بر فشار خون خود را با تأمل به انجام شخص طبی انتساب نماید. این دستگاه برای نظرارت فشار خون شما امکان ایجاد می کند. لطفاً فقط به توصیه های پزشک جهت تشخیص و درمان شما گوش کنید و درمان را به این صورت آغاز وی ختم کنید.

در صورتی که از برو استفاده می کنید برای انجام سنجش در بهترین زمان با پزشک خود مشورت کنید. در صورتی که داروی تجویز شده استفاده می کنید بدون تأیید پزشک هیچ گاه دارو را تغیر ندهید.

این دستگاه جهت نظرارت داروی هنگام اورژانس ویا عملیات ها م浩ب نیست.

در صورتی که فشار مج بند بالا تر از 40 (300 mmHg kPa) برسد، به صورت اتوماتیک هوا تخلیه می شود، در غیر این صورت مج بند را از مج نست جدا کنید و برای جلوگیری از افزایش فشار هوا کلید روشن/خاموش را فشار دهید.

دستگاه از محیطی که سیگنال های رودی ویا الکتریکی سریع و ناپیوسته / سیگنال های انتشاری قوى الکترو منابع انتظامی وجود ندارد (مثل: تلفن همراه) استفاده نماید.

دستگاه یک وسیله AP/APG AP نیست. هوا (اکسیژن و اکسید ازت) همراه با مخلوط قابل اشتعال بیوهوشی قابل استفاده نماید.

به دلیل وجود قطعات کوچک قابل بلیعیدن قابل ورود به مجرای تنفسی میباشد که موجب خفگی ویا مرگ میشود، این دستگاه را از سسترس کوکان و خرسانلان دور نگهدارید.

لطفاً از قطعات و لوازم فرعی که از طرف تولید کننده مجاز شناخته شده استفاده کنید. در غیر این صورت این دستگاه ممکن است خسارت بیند ویا به کاربر ویا بیمار صدمه وارد کند.

قطعات مج بند مطابق با نیاز های ISO 10993-5:2009 و ISO 10993-10:2010 میباشد. به این دلیل مج بند ایجاد آرزوی ویا حساسیت پوستی نمیکند.

در صورت نیاز تولید کننده نمودار های مداری، لیست قطعات، و غیره را آمده دارد.


LCD نماد های نمایشگر

FA



نماد	تعريف	توضیحات
SYS	فشار سیستولیک	فشار بالا
DIA	فشار دیاستولیک	فشار پایین
Pul min	ضریان بیض	ضریان/دقیقه
Pa+Lo	باطری ضعف	باطری ضعف لطفاً باطری ها را تعویض کنید
mmHg	واحد سنجش	واحد سنجش فشار خون
kPa	واحد سنجش	واحد سنجش فشار خون
MEM 88	حافظه	وقتی این نماد چشمک میزند، نتیجه سنجش بر روی نمایشگر می آید
▲	باد کردن	درون مج بند پر از هوا میشود
▼	تخلیه هوا	مج بند از هوا تخلیه میشود
Am Dm Pm Yr MD 8888	زمان	ساعت، دقیقه (روز/ماه/سال)
ME	میانگین	مقدار میانگین نتایج سنجش
	طبقه بندی	طبقه بندی استاندارد فشار خون
HC	حسگر ضربان قلب نا منظم	لطفاً برای اطلاعات بیشتر به بخش ۵ نگاه کنید

قطعات دستگاه FA



ليست FA


دو باتری AAA 2

1. دستگاه فشار خون
3. كتابچه راهنمای

1. دریچه قسمت جا باطری را باز کنید.

2. با توجه به قطب ها باطری ها را نصب کنید. (همیشه باطری مربوطه را انتخاب کنید: دو باتری LR03 AAA)

3. دریچه قسمت جا باطری را بسته بندید.



عمر باتری: تقریباً 58 روز (ظرفیت باتری: mAH 600). روزی سه بار اکر سنجش شود، هر سنجش 30 ثانیه باشد، سپس 10 ثانیه روی غایشگر نتیجه بیاید و روزی یک بار حافظه کنترل شود که آن هم 60 ثانیه باشد. جریان هنگام خاموش شدن 25 mA، برای سنجش جریان براي آوردن نتیجه روی غایشگر 15 mA میباشد).

در شرایط زیرین باتری ها را تعویض کنید:

- روی غایشگر کم زنگ باشد.
- نشان داده شود. غایشگر +L0
- في حال بهوت إضاءة الشاشة
- في حال عدم إضاءة ضوء الشاشة عند تشغيل الجهاز

دقّت:

- درصورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، باتری ها را خارج کنید.
- باتری های قدیمی برای محیط زیست مضر است. به داخل زیاله های روزمره نیمند ازید.
- باتری های قدیمی را از دستگاه بیرون آورده و مطابق با مقررات بازیافت خود آنها را بازیافت کنید.



تنظیم تاریخ، ساعت و واحد سنجش FA

قبل از انجام سنجش برای اینکه نتایج حاصله همراه با تاریخ و ساعت باشند باید تنظیم زمان را پیش اپیش انجام داد (دامنه سالی: 2010-2050)

1. وقتی دستگاه خاموش است برای تنظیم (سال) مدت 3 ثانیه کلید "SET" را فشار دهید.



2. برای تغییر ارقام "MEM" را فشار دهید. هر بار که فشار دهید یک چرخه است و یک رقم افزایشگر اضافه می‌باید.




3. برای تایید (سال) این بار "SET" را فشار دهید. سپس نمایشگر اتوماتیک تنظیم (ماه) و (روز) را می‌آورد




4. برای تایید (ماه) و (روز) گام 2 و 3 را تکرار کنید.



5. مرحله 2 را تکرار کنید و مرحله 3 به تایید [ساعت] و [دقیقه].



6. برای تایید واحد سنجش گام 2 و 3 را تکرار کنید.




7. پس از انجام تایید واحد سنجش تمامی تنظیمات انجام شده روی مایشگر می آید و اتوماتیک خاموش میشود.

1. از مج دست خود تمامی لوازم و زینت آلات را باز کنید (ساعت، حلقه، النگو، ...). درصورتی که پزشک گردش ضعیفی روی مج دست چپ تشخیص داده است از مج دست راست استفاده کنید.
2. برای اتصال دستگاه به روی پوست آسینن خود را تا کنید.
3. مج بند را طوی وصل کنید که کاف دست به سمت بالا باشد.
4. کنار مج بند را تقریباً 1-1.5 سانتی متر جا گذاری کنید.
5. مابین مج بند و مج دست هیچ چیزی باقی نماند و به این صورت مج بند را بیندید. اگر مج بند شل باشد سنجش درست نمیباشد.

-قبل از سنجش 5 دقیقه استراحت کنید.

-مابین هر سنجش 3 دقیقه فاصله بگذارید. این باعث تنظیم فشار خون شما میشود.


-برای مقایسه معنی دار باید سنجش ها در شرایط یکسان انجام شود. مثال، بر روی همان مج دست، درهمان وقت از روز و یا سنجش هایی که از طرف پزشک بطور روزانه نشان داده شده است انجام دهید.



1. پس از وصل مج بند به صورت صحیح کلید START (روشن) فشار دهید. این سنجش بطور اتوماتیک انجام میشود.




تنظیم صفر



باد کردن و سنجش




نتیجه سنجش را غاییش دهید و در حافظه ضبط کنید




2. برای خاموش کردن غاییشگر STOP (خاموش) را فشار دهید. در غیر این صورت غاییشگر پس از 1 دقیقه خاموش میشود.





1. برای رسیدن به حافظه کلید "MEM" را فشار دهید. نمایشگر آخرین 3 سنجش را به صورت میانکین نشان میدهد.




2. سپس کلید "MEM/UP" (حافظه/بالا) را فشار دهید، نمایشگر آخرین سنجش را نشان میدهد. برای دیدن نتایج دیگر قبلي بار دیگر همان کلید را فشار دهید و یا کلید "SET/DOWN" (تنظیم/پایین) را فشار دهید. برای پیش روی "SET/DOWN" ("MEM/UP" (حافظه/بالا)، برای پس روی "SET/DOWN" (تنظیم/پایین) را فشار دهید.

ساعت و تاریخ سنجش نشان داده میشود.


دقت:

آخرین سنجش اولین نتیجه نمایشی (1) است. آخرین سنجش بصورت اولین نمایش نتیجه (1) نشان داده و ثبت میشود. تمامی نتایج ثبت شده دیگر یک رقم پیش می افتد (مثل: 2, 3 میشود) و آخرین نتیجه ثبت شده (60) را از لیست خارج می کند.

وقتی نتیجه صحیح به دست نیاید با روش زیرین نتیجه را پاک کنید:




- برای رسیدن به حافظه "MEM" (حافظه) را فشار دهید. سپس "MEM" را 3 ثانیه فشار دهید و روی غایشگر "DEL ALL" (همه را پاک کن) نشان داده میشود.



- برای پاک کردن حافظه "SET" (تنظیم) را فشار دهید. بر روی غایشگر "DEL ALL" (همه را پاک کن) می آید و سپس اتوماتیک خاموش میشود.



- درصورتی که از پاک کردن نتایج صرفه نظر کنید باید غایشگر را با START/STOP (روشن / خاموش) خاموش کنید.



- در صورتی که در غایشگر حافظه باقی ماند، برای بازدید نتایج گذشته "MEM" (حافظه) را فشار دهید. غایشگر مطابق با شکل زیرین نشان میدهد.

درصورتی که سنجش در شرایط زیرین انجام شود نتایج ممکن است نادرست باشد.



برای به دست آوردن بهترین بازده لطفاً به دستورالعمل های زیرین دقت کنید.




از انداختن داخل آب خودداری کنید. در صورت افتادن، با دستمال خشک آن را خشک کنید.



در جای خوش و دور از رطوبت نگهداری کنید.



از محیط پر گرد و غبار، از تغییرات شدید دما جلوگیری کرده، مج بند را نشویید.



از تکان دادن و ضربه خوردن جلوگیری کنید.



احرص علی عدم وقوعه في الماء. وفي حال وقوعه في الماء، جففه بقطعة قماش جافة.



برای پاک کردن از دستمال کم رطوبت استفاده کنید.

قبل از استفاده از این که دستگاه در شرایط ایمنی و مناسب کار می‌کند مطمئن شوید.

مطابق دستور تولید کننده قطعاتی که از طرف خدمات فنی قابل تعویض هستند را مطابق دستورالعمل نظارت کنید.

از بین بدن: الکترود های شل شده ممکن است باعث ایجاد خرابی شود، در عین حال حسگرهای خراب شده ممکن است باعث سنجهش های نا درست میشود. عمر این قسمت یک سال است. لطفاً لوازم فرعی و قطعات قابل تعویض شده را مطابق مقررات محلی از بین ببرید.


قیز کردن FA

قبل از استفاده - تمامی قسمت ها را ببرون آورید. برای پاک کردن کثیفی از دستمال کم رطوبت و نرم استفاده کنید و برای ضد عفونی کردن مج بند از کمی الکل استفاده کنید.

پس از استفاده - برای پاک کردن دستگاه از یک دستمال نرم استفاده کنید و سپس قبل از این که درون کیف بگذاردید، مج بند را کمی الکل ضد عفونی کنید.

لطفاً قبل از استفاده بر روی بیمار دیگر مج بند را ضد عفونی کنید.


فشار خون سیستولیک و دیاستولیک چیست؟ FA



وقتی بطن قلب فشرده شده و خون را به بیرون پمپ میزند، فشار خون به بهداشت خود می‌رسد و این فشار را سیستولیک می‌گویند. وقتی بطن قلب باز میشود، فشار خون در چرکه بههدقل خود می‌رسد و به این فشار خون هم دیاستولیک گویند.

طبقه بندی استاندارد فشار خون چیست؟ FA

مطابق انتشار سازمان بهداشت جهانی و انجمن بین المللی فشار خون بالا در سال 1999 طبقه بندی زیرین انجام شده است:



/ (mmHg) Fشار سطح	مطلوب	معمولی	بالا-معمولی	اندک	متوسط	شدید
سیستولیک	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
دیاستولیک	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

حسگر ضربان قلب نامنظم FA

این دستگاه فشار خون دارای ویژگی سنجش زبرین قلب نا منظم میباشد. در هر سنجش این دستگاه ضربان قلب و دامنه آن را ثبت کرده و خطای استاندارد را حساب می‌کند. در صورتی که نتیجه حساب شده بیشتر از 15 ویا مساوی با 15 باشد بر روی غایشگر غاد DKA نشان داده میشود.

دقت

امداد DKA نشان میدهد هنگام سنجش ضربان قلب نامنظم بوده است. معمولاً این مورد باعث نگرانی نمی‌شود. فقط ضربان های نا منظم بدین صورت پدیدار میشوند.

چرا فشار خون من طی روز بالا و پایین میرود؟

1. فشار خون فردی طی روز تغییر پیدا می‌کند، در عین حال بستن ماج بند و موقعیت سنجش در نتیجه تاثیر میگذارد. به این دلیل سنجش را در شرایط یکسان انجام دهید.
2. درصورتی که شخص دارو استفاده می‌کند، تغییرات بیشتری در فشار ایجاد میشود.
3. برای سنجش بعدی مداخل ۴-۵ دقیقه صبر کنید.

چرا فشار خون سنجیده شده در بیمارستان با فشار سنجیده شده در منزل یکی نیست؟

به دلایلی از جمله وضعیت هوا، عواطف، نرمش بدنش، ... فشار خون طی 24 ساعت تغییر پیدا می‌کند. به خصوص در بیمارستان (روپوش سفید) باعث افزایش فشار خون نسبت به منزل میشود.

برای به دست آوردن نتیجه یکسان باید از مج راست هم سنجش کرد؟

هر دو مج دست هم برای سنجش مناسب است، فقط در اشخاص متفاوت، نتیجه مختلف به دست میاید، به این خاطر همیشه از یک مج دست استفاده شود.

مواردی که هنگام سنجش فشار خون در منزل باید رعایت شود:

مج بند را کنترل کنید که به خوبی بسته شده باشد
 مج بند نباید خیلی سفت یا خیلی شل باشد
 مج بند را کنترل کنید آیا به مج بسته شده است یا نه
 فشار اعمالی روی خود را ناراحت کننده می‌بینید یا نه
 قبل از آغاز سنجش بهتر است که 2-3 بار نفس عمیق بکشید
 توصیه: برای این که خود را آرام کنید 4-5 دقیقه صبر کنید



در این بخش، موارد خرابی دستگاه فشار خون و پیام هایی که دیده میشود و سوالاتی که مرتباً پرسیده میشود را بصورت یک لیست می بینید.
در صورتی که دستگاه شما آن طور که باید کار نمیکند اول به این جدول نگاه کنید و سپس به خدمات فنی بپرید.

اشکال	نشانه	این را کنترل کنید	راه حل
دستگاه کار نمیکند	نمایشگر کم رنگ و یا بدون نور است	باطری ها کهنه شده اند/فرسوده باطری ها نا درست نصب شده اندازه/فرسوده	با باطری های جدید عوض کنید با باطری ها را درست نصب کنید
باطری های ضعیف	روی نمایشگر L+Lo دیده میشود	باطری ها ضعیف استنصب شده اند	با باطری های جدید عوض کنید
E1		کاف امن نیست	مج بند را دوباره وصل کنید و دوباره سنجش کنید.
E2		مج بند خیلی سفت است	مج بند را دوباره وصل کنید و دوباره سنجش کنید.
E3		فشار مج بند خیلی زیاد است	شل کنید و سپس وصل کنید
پیام های خطای E11 و E10			حرکت باعث سنجش نادرست دستگاه هنگام سنجش یک حرکت شناسایی کرد
E20 E21		سنچش نا درست	مدتی شل کنید و تکرار سنجش کنید
EExx	نمایشگر روی نشان میدهد	خطای درجه بندی موجود است	تکرار سنجش کنید. اگر مشکل ادامه پاید با غایندگی ارتباط حاصل کنید وبا خدمات مشتری تماس بگیرید. برای اطلاعات ارتباطی به گارانتی مراجعه کنید و دستور العمل هارا النجام دهید.

منبع تغذیه	3V باتری AAA 2
طرز نمایشگر	نمایشگر دیجیتالی LCD : 36 mm*41 mm
طرز سنجش	طرز آزمایشی اسیلوگرافیک
دامنه سنجش	(kpa - 40 kpa) 0 mmHg - 300 mmHg فشار: (199 - 40) ضربان/دقیقه
دقت	± 5% پسندیده: kpa (3 mmHg), 5°C - 40°C 0.4 ± kpa (5 mmHg), 0°C - 45°C (out of 5°C - 0.7 ± (40°C ضربان: 5%
شرایط عادی کار	گاما: 85% رطوبت نسبی $\geq 5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ فشار افسوسفر: pka - 106 kpa 86
شرایط نگهداری و حمل	گاما: -20°C - 60 °C رطوبت نسبی: 93% - 10% فشار افسوسفر: kpa 50-106
قطر مج دست	تقريبا: cm 19.5 ~ 13.5
وزن خالص	تقريبا: g 105 (بدون باتری)
ابعاد خارجي	تقريبا: mm 22*65*80
لوازم فرعى	بatterی AAA ، کتابچه راهنمای
طرز کار	کار مداوم
درجه حفاظت	قطعه اعمالي نوع BF
IP طبقه بندی	IP22
نسخه نرم افزاري	V01
طبقه بندی دستگاه	دستگاه فعال به صورت ME داخلی

لیست استانداردهای اروپایی سازگاری شده

FA

EN/ISO 14971:2007	مدیریت ریسک
EN 980:2008	برچسب گذاری
EN 1041:2008	کتابچه راهنمای
EN 60601-1:2006/AC:2010 EN 62304:2006/AC:2008 EN 60601-1-6:2010 EN 60601-1-11:2010	نیازهای عمومی ایمنی
EN 1060-1:1995+A2:2009 EN 1060-3:1997+A2:2009 EN 1060-4:2004	نیازهای عمومی دستگاه های فشار خون
EN 60601-1-2:2007/AC:2010	سازگاری الکترو مغناطیسی

EN EMC Guidance

Table 1 Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions-for all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacture's declaration – electromagnetic emission		
The HANDY is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the HANDY should assure that it is used in such an environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The HANDY must emit electro-magnetic energy in order to perform its intended function. Nearby electric equipment may be affected.
RF emission CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable	

Table 2 Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – for all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacture's declaration – electromagnetic immunity			
The HANDY is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the HANDY should assure that it is used in such an environment			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines	N/A	
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV line(s) to line(s) ±2 kV line(s) to earth	N/A	
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 0.5 cycle	N/A	
	40% U_T (60% dip in U_T) for 5 cycles	N/A	
	70% U_T (30% dip in U_T) for 25 cycles	N/A	
	<5% U_T (>95% dip in U_T) for 5 sec	N/A	
Power frequency (50Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
NOTE U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.			

Table 4 Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – for ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity			
The HANDY is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of HANDY should assure that it's used in such an environment .			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	N/A	<p>Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the HANDY, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.</p> <p>Recommended separation distance</p> $d = 1.167 \sqrt{P}$
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	$d = 1.167 \sqrt{P} \text{ 80 MHz to 800 MHz}$ $d = 2.333 \sqrt{P} \text{ 800 MHz to 2.5 GHz}$ <p>where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacture and d is the recommended separation distance in metres (m).</p> <p>Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,^a should be less than the compliance level in each frequency range.^b</p> <p>Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:</p> 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

- a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular / cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the HANDY is used exceeds the applicable RF compliance level above, the HANDY should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the HANDY.
- b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Table 6 Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM – for ME EQUIPMENT or ME SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment at the HANDY			
Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.167 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.167 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.333 \sqrt{P}$
0.01	N/A	0.117	0.233
0.1	N/A	0.369	0.738
1	N/A	1.167	2.333
10	N/A	3.690	7.377
100	N/A	11.67	23.33

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80MHz and 800MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 4 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Trimpeks İth.İhr.Tur.ve Tic.A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok.
Topçu İş Merkezi No:1/12,
34418, 4.Levent, İSTANBUL, TÜRKİYE
Tel +90 212 319 50 00
Fax +90 212 319 50 50



Trimpeks_İB_Handy_ver1345
Basım Tarihi: 2013/Kasım

www.vivocare-health.com