



## Blood pressure monitors BP-520 BP-510

The new line of blood pressure monitors wrist type Norditalia is the best way to control hypertension.

The technology used allows to obtain highly accurate measurements under conditions of great comfort for the patient. The pressure measurement is performed during inflation, in a more quickly and accurate way.

Large display for easy reading, limited number of buttons with touch technology for easy use.

Managing multi-user memory with calculation of the average of morning measurements, of afternoon measurements, of the last three measurements and of all the measurements taken.

## Misuratori di pressione BP-520 BP-510

La nuova linea di misuratori di pressione da polso Norditalia rappresenta il miglior strumento per il controllo dell'ipertensione. La tecnologia utilizzata consente di ottenere misurazioni estremamente accurate in condizioni di elevato confort per il paziente.

La misurazione della pressione viene effettuata in fase di gonfiaggio in modo più rapido e preciso.

Display di grandi dimensioni per una facile lettura, numero limitato di pulsanti con tecnologia touch per un semplice utilizzo. Gestione multi utente delle memorie con calcolo della media delle misure mattutine, pomeridiane, delle ultime tre misurazioni o di tutte le misure effettuate.



# BP-520



Blood pressure monitor wrist-type type fully automatic.  
Advanced memory with the possibility of analyzing the average of the values measured in the morning, in the afternoon and the average of the last three measurements and of all the stored values. 180 memories available for one user or 90 memories for two users to control a very large period of time and to provide detailed information to the patient.  
Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested values.


Misuratore della pressione arteriosa da polso completamente automatico.  
Memoria avanzata con possibilità di analizzare la media dei valori misurati al mattino, al pomeriggio, delle ultime tre misurazioni o di tutti i valori memorizzati.  
180 memorie disponibili mono utente o 90 memorie per due utenti consentono di controllare un periodo molto ampio ed offrire informazioni dettagliate al paziente.  
Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.

# BP-510



Blood pressure monitor wrist-type fully automatic.  
Memory with date and time. Average of the last three measurements.  
60 memories available for one user or 30 memories for two users. Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested values.


Misuratore della pressione arteriosa da polso completamente automatico.  
Memoria con data e ora e media delle ultime tre misurazioni.  
60 memorie disponibili mono utente o 30 memorie per due utenti. Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.



- ① Indicator of pressure values according to WHO \*  
Indicatore dei valori di pressione in accordo con O.M.S.\*
- ② Memory with date and time / Memoria con data e ora
- ③ Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare
- ④ Buttons with touch technology for easy use  
Pulsanti con tecnologia touch per un facile utilizzo

BP-520	BP-510
Automatic fuzzy logic	
2 x 90 memories / memorie 2 users / utenti	2 x 30 memories / memorie 2 users / utenti
Memory with date and time / Memoria con data e ora.	
Average of: last 3 measurements, all measurements, morning measurement, afternoon measurement.	Average of last 3 measurements.
Media: ultime 3 misurazioni, tutte le misurazioni, misurazioni del mattino, misurazioni del pomeriggio.	Media delle ultime 3 misurazioni.
Indicator of pressure values according to WHO * Indicatore dei valore di pressione in accordo con O.M.S.*	
Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare	
Protection box / Custodia protettiva	
2 (AAA) batteries included / 2 batterie (AAA) incluse	
Pressure Accuracy: ± 3 mmHg / Accuratezza pressione: ± 3 mmHg	
Pulse Accuracy: ± 5% / Accuratezza pulsazioni: ± 5%	
* World Health Organization - Complies with standards EN 1060-1, -3	
*Organizzazione Mondiale della sanità - Conforme alle norme: EN 1060-1, -3	

## Packaging datas – Dati di imballaggio



Model - Modello	BP - 520	BP - 510
Weight with batteries - Peso con batterie	-	-
Dimensions (L*W*H cm) - Dimensioni (L*L*A cm)	-	-
Pieces per master carton - Pezzi contenuti	-	-