

Blood pressure monitors BP-1400 BP-1300

The new line of upper-arm blood pressure monitor of Norditalia is the best way to control hypertension.

The third-generation technology delivers highly accurate measurements, under conditions of great comfort for the patient. The inflation pressure is electronically controlled to suit the patient and avoid overly compressing the arm. Deflation electronically controlled for greater accuracy.

Large display for easy reading, limited number of buttons with touch technology for easy use.

Managing multi-user memory with calculation of the average of morning measurements, of afternoon measurements, of the last three measurements and of all the measurements taken.

Universal cuff can be used also on oversized arms.

Misuratori di pressione BP-1400 BP-1300

La nuova linea di misuratori di pressione da braccio Norditalia rappresenta il miglior strumento per il controllo dell'ipertensione. La tecnologia utilizzata di terza generazione consente di ottenere misurazioni estremamente accurate in condizioni di elevato confort per il paziente.

La pressione di gonfiaggio è controllata elettronicamente in modo da adattarsi al paziente evitando di comprimere eccessivamente il braccio. Sgonfiaggio controllato elettronicamente per maggiore accuratezza.

Display di grandi dimensioni per una facile lettura, numero limitato di pulsanti con tecnologia touch per un semplice utilizzo. Gestione multi utente delle memorie con calcolo della media delle misure mattutine, pomeridiane, delle ultime tre misurazioni e di tutte le misure effettuate.

Cuffia / bracciale universale utilizzabile anche su braccia oversize.



BP-1400



Blood pressure monitor upper-arm type fully automatic. Advanced memory with the possibility of analyzing the average of the values measured in the morning, in the afternoon and the average of the last three measurements and of all the stored values. 180 memories available for one user or 90 memories for two users to control a very large period of time and to provide detailed information to the patient. Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested values.


Misuratore della pressione arteriosa da braccio completamente automatico. Memoria avanzata con possibilità di analizzare la media dei valori misurati al mattino, al pomeriggio, delle ultime tre misurazioni o di tutti i valori memorizzati. 180 memorie disponibili mono utente o 90 memorie per due utenti consentono di controllare un periodo molto ampio ed offrire informazioni dettagliate al paziente. Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.

BP-1300



Blood pressure monitor upper-arm type fully automatic. Memory with date and time and average of the last three measurements. 60 memories available for one user or 30 memories for two users. Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested values.


Misuratore della pressione arteriosa da braccio completamente automatico. Memoria con data e ora e media delle ultime tre misurazioni. 60 memorie disponibili mono utente o 30 memorie per due utenti. Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.



- ① Indicator of pressure values according to WHO *
Indicatore dei valori di pressione in accordo con O.M.S.*
- ② Memory with date and time / Memoria con data e ora
- ③ Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare
- ④ Buttons with touch technology for easy use
Pulsanti con tecnologia touch per un facile utilizzo

BP-1400	BP-1300
Automatic fuzzy logic	
2 x 90 memories / memorie 2 users / utenti	2 x 30 memories / memorie 2 users / utenti
Memory with date and time / Memoria con data e ora.	
Average of: last 3 measurements, all measurements, morning measurement, afternoon measurement.	Average of last 3 measurements.
Media: ultime 3 misurazioni, tutte le misurazioni, misurazioni del mattino, misurazioni del pomeriggio.	Media delle ultime 3 misurazioni.
Universal cuff 22-48 cm / Bracciale universale 22-48 cm	
Indicator of pressure values according to WHO * Indicatore dei valore di pressione in accordo con O.M.S.*	
Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare	
Protection bag / Borsa protettiva	
4 (AA) batteries included / 4 batterie (AA) incluse	
Pressure Accuracy: ± 3 mmHg / Accuratezza pressione: ± 3 mmHg	
Pulse Accuracy: ± 5% / Accuratezza pulsazioni: ± 5%	
AC/DC adapter available upon request ** A richiesta adattatore rete**	
* World Health Organization - ** Euro plug 100 to 240V ~ 50/60Hz Complies with standards EN 1060-1, -3	
*Organizzazione Mondiale della sanità - ** Spina Euro 100÷240V ~ 50/60Hz Conforme alle norme: EN 1060-1, -3	

Packaging datas – Dati di imballaggio



Model - Modello	BP - 1400	BP - 1300
Weight with batteries - Peso con batterie	-	-
Dimensions (L*W*H cm) - Dimensioni (L*L*A cm)	-	-
Pieces per master carton - Pezzi contenuti	-	-